


培養細胞を器材から効率的に回収

【特長】


- ✓ 直接細胞に接するブレードには、**毒性の低いシリコン**を使用
- ✓ 細胞回収操作のしやすい**T字型構造**です。小さな培養容器で使い易いSサイズの**固定タイプ**を新発売。
- ✓ ハンドル箇所がABS樹脂のため**適度なしなやかさ**で、細胞を無理なく確実に回収可能



※Sの固定タイプと可動タイプの外観は同じです。



特長が1分で分かる動画をHP上で公開



■大きさの目安

【Sサイズ】

- ・プレート (6/12/24well)
- ・シャーレ

【Mサイズ】

- ・プレート (6/12well)
- ・フラスコ25cm²、75cm²
- ・シャーレ

【Lサイズ】

- ・プレート (6well)
- ・フラスコ150cm²、225cm²
- ・シャーレ


※ あくまでも目安のため詳細は寸法をご確認下さい。

お客様の声



「T字なので容器の端まで届き、適度な柄のしなりが、細胞に優しく！」
「Sサイズはウェルプレートにも使えて小回りがきくので便利！」

セルスクレーパーSは、24wellプレートなど培養面積の小さいプレートでも使用出来ます。



弊社取扱い大量培養用ピールオフ培養容器 (品番: MS-28500) 培養面積512cm²での使用時画像

【単位: 円 (税別)】

| 品番 | 品名 | サイズ | 材質 | 包装 本/包×本/ケース | 単価 価格 | 参考ケース 価格 (円) |
|----------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------------|
| MS-93101 | セルスクレーパーS ブレード固定タイプ | 巾10mm 長さ160mm | 【ブレード】 ABS樹脂 | 1本/包×100/ケース (計: 100本) | 372 | 37,200 |
| MS-93100 | セルスクレーパーS | | | | 400 | 40,000 |
| MS-93170 | セルスクレーパーM | 巾17mm 長さ250mm | 【ハンドル】 シリコン ゴム | | 532 | 453,200 |
| MS-93300 | セルスクレーパーL | 巾30mm 長さ350mm | | | | |

サンプル依頼書

ご希望のサンプル品がございましたら、下記一覧へ「○」をご記入のうえ、FAXもしくはEメールをお送り下さい。

FAX : 03-5462-4835

E-mail : s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

サンプル一覧表

| 品番 | 品名 | 形状 | | サンプル容量 | ご希望の製品に○をご記入下さい。 |
|----------|---------------------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|
| | | 材質 | サイズ | | |
| MS-93101 | セルスクレーパー S (ブレード固定タイプ) | ABS樹脂 シリコンゴム | 幅 10mm 長さ 160mm | 2本入り | |
| MS-93100 | セルスクレーパー S | | 幅 17mm 長さ 250mm | 2本入り | |
| MS-93170 | セルスクレーパー M | | 幅 30mm 長さ 350mm | 2本入り | |
| MS-93300 | セルスクレーパー L | | | 2本入り | |

【送付先】

■ご施設名:

■ご所属名:

(住所) 〒

(電話番号)

(ご要望事項)

■ご担当者名:

(内線)


住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
 【東日本エリア】 TEL : 03-5462-4831 FAX : 03-5462-4835
 【西日本エリア】 TEL : 06-7669-0031 FAX : 06-7223-8691
 ■ E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp
 ■ URL : <http://www.sumibe.co.jp>

【販売店】