

ディスポーザブル ピペット

ピペット、ショートピペット

放射線滅菌済み

高品質 & 安定供給

国内生産



クリアな目盛りが
確実なピペッティ
ングを実現します。

拡大画像


特長

- ✓ 全数リークテストを実施し、各パーツが確実に溶着されていることを確認済み
- ✓ 日本国内で製造し、安定供給
- ✓ プラスチックフィルム一体包装のため、分別廃棄の必要なし。また静電気によるまとわり付きがほとんどなし
- ✓ ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好
- ✓ 個包装を、さらにチャック付き包装で二重に包装しており、一時保管やクリーンエリアへの持ち込みが便利



ショートタイプは操作時の腕を動かす範囲が最小限で済み、操作性に優れた設計です。

ピペット10mL、ピペット25mLは先端に目盛りがあるため最後まで分注を行うことができます。



【ピペット価格一覧】

NON Pyrogenic ※

放射線滅菌済み

品番	品名	容量	最小目盛	カラーコード	材質	包装	参考単価	参考ケース価格
MS-66020	ピペット2ml	2mL	0.05 mL	透明	ポリスチレン	(1/包×100) × 2・200本/ケース	150円	30,000円
MS-66050	ピペット5ml	5mL	0.1 mL	青	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	117円	23,400円
MS-66100	ピペット10ml	10mL	0.1 mL	橙	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	123円	24,600円
MS-66250	ピペット25ml	25mL	0.2 mL	赤	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	171円	34,200円
MS-66500	ピペット50ml	50mL	2mL	透明	ポリスチレン	(1/包×25) × 4・100本/ケース	411円	41,100円
MS-66052	5ml(ショートタイプ)	5ml	0.1 mL	青	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	117円	23,400円
MS-66102	10ml(ショートタイプ)	10ml	0.1 mL	橙	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	123円	24,600円
MS-66252	25ml(ショートタイプ)	25ml	0.2 mL	赤	ポリスチレン	(1/包×50) × 4・200本/ケース	171円	34,200円

※ NON Pyrogenic : インドキジバールが0.5EU/mL未満であることを確認しています。

価格は全て税抜き価格です。

タイプ	カラーコード	容量	マイナス目盛	最大容量	長さ
通常	透明	2mL	0.8mL	2.8mL	282mm
	青	5mL	3.7mL	8.7mL	349.5mm
	橙	10mL	5.5mL	15.5mL	345.5mm
	赤	25mL	9.4mL	34.4mL	345mm
ショート	透明	50mL	10mL	60mL	368mm
	青	5mL	2.3mL	7.3mL	295.5mm
	橙	10mL	2.8mL	12.8mL	295.5mm
	赤	25mL	4.0mL	29.0mL	295mm



ピールオープン・ポップスルーのどちらでも開封出来ます。



アスピレーションピペット (綿栓なし)



- 培地の交換等に使用します。
- 透明性に優れており、プラスチック製のため割れにくく廃棄も簡単です。



大きなフラスコ (画像は弊社225cm²フラスコ) の奥まで吸引することが可能なロングタイプ

放射線滅菌済み

品番	品名	サイズ	材質	包装 (本/包・本/ケース)	参考単価	参考ケース価格
MS-65022	アスピレーションピペット	外径6.0 (Φ) × 216 (L) mm	ポリスチレン	(1/包×25) × 10・250本/ケース	210円	52,500円
MS-65020	アスピレーションピペット ロングタイプ (2mL)	外径6.0 (Φ) × 282 (L) mm	ポリスチレン	(1/包×100) × 2・200本/ケース	209円	41,800円

価格は全て税抜き価格です。

住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

【東日本エリア】 TEL : 03-5462-4831 FAX : 03-5462-4835

【西日本エリア】 TEL : 06-7669-0031 FAX : 06-7223-8691

■ E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

■ URL : http://www.sumibe.co.jp

【販売店】