

SUMILON®

# コンパニオンプレート

(セルカルチャーインサート用)


インサート培養の新次元へ——  
スマート設計で効率と安定性を実現する



新発売記念  
お試し  
キャンペーン


## ✓ 各メーカー6種類のインサートの嵌合が可能

- ・培地交換等プレートを開けた際でもインサートが安定
- ・自動培養装置などへの適用にも好適




## ✓ ピペットチップ先端が入るスペースを設置、 培地交換時のインサートの取り出し不要

- ・細胞への振動や衝撃のストレスを回避
- ・簡便に培地交換が可能



従来方法



コンパニオン  
プレート



ご注文期間：

2025年8月1日～2025年10月31日

プレートを傾け、培地を容易に交換可能

期間中の上記製品のご購入で

参考価格の **50%OFF** とさせていただきます




評価用サンプルの依頼もHPより募集中です！



住友ベークライト株式会社

## ☑ その他、機能性を考慮した様々な工夫

- ・ウェル底面周囲の溝構造による毛細管力で、培地をほぼ全量交換が可能
- ・全体の底面積（ウェル底面＋培地交換ポート底面）が一般的な24ウェルプレートとほぼ同様（187.5mm<sup>2</sup>）
- ・ウェル側面の段差構造で、ウェル/インサート隙間の毛細管現象による液面上昇を抑制



### 【ご使用方法動画】



### 【各部寸法情報】



## 50%OFF キャンペーン 専用注文書

保管温度：室温

放射線滅菌済

| 品番        | 品名                            | 包装                   | 参考価格(円) | キャンペーン価格(円) | ご注文数量 | 貴社<br>ご注文番号<br>(販売店記入) |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------|-------------|-------|------------------------|
|           |                               |                      | ケース価格   | ケース価格       |       |                        |
| MS-80240C | コンパニオンプレート<br>(セルカルチャーインサート用) | 12個/ケース<br>(1個/包×12) | 27,600  | 13,800      |       |                        |

金額は税別

### 【キャンペーンのご利用方法】

「キャンペーンご注文用紙」にご注文数量と下記ご施設名等をご記入の上、**ご利用販売店にご注文ください。**  
他のご注文方法によるキャンペーン価格の適応はお受けできませんので、予めご了承ください。

|      |  |        |  |
|------|--|--------|--|
| ご施設名 |  | ご所属    |  |
| お名前  |  | E-mail |  |

ご記入頂きました個人情報は、弊社および弊社グループ会社の取扱製品やサービスについての提案、その他情報提供（カタログ等の送付を含む）のために利用させていただきます。弊社のプライバシーポリシーについては以下をご確認ください。  
<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/all/index.html>

販売店

## 住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部  
〒140-0002  
東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル  
TEL：【東日本】03(5462)4831【西日本】06(7669)0031  
FAX：【東日本】03(5462)4835【西日本】06(7223)8691  
E-mail：s-bio\_inquiry@ml.sumibe.co.jp