

非特異吸着を抑制
タンパク質・細胞低吸着製品

SUMILON®

メルマガ登録で 30%OFFクーポンGet！

例

マイクロチューブ1.5mL(滅菌済み)500本入り

通常価格

~~¥23,000~~

キャンペーン価格

▶ ¥16,100

貴重な
サンプルロスを
解消

【キャンペーン期間】

2025年11月1日～2026年1月31日のご注文分まで

タンパク低吸着製品

貴重なサンプル(タンパク質、ペプチド、低分子化合物など)の濃度調整や保管時のロスを低減



プロテオセーフ®

プロテオセーフ®は独自に開発した光架橋超親水性ポリマーにより、プラスチック容器内部を親水化、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を効果的に抑制した製品です。



ステムフル®

ステムフル®はPET樹脂のため透明性に優れた遠沈管です。基材表面と化学的に結合した表面処理を施しており、表面処理由来の溶出物のないクリーンな器材です。幹細胞など吸着性の強い細胞種の回収時などに大きな効果を発揮します。



※詳しい製品情報につきましては、こちらのQRコードにアクセスしてください。

キャンペーン
詳細は裏面を
ご参照下さい。



住友ベークライト株式会社

30%OFFクーポンの取得方法

- ① 下記弊社HPのメルマガ登録フォームより必要事項をご記入下さい。
 - ② ご登録いただいたお客様には**30%OFFクーポンコード**をメールにてご連絡させていただきます。
 - ③ ご注文時に**そのクーポンコード**をお使いの販売店へお伝え下さい。
- ※クーポンコードがご確認出来るお客様に限り該当製品をキャンペーン価格でご提供させていただきます。

メルマガ登録フォーム



【URL】 <https://inquiry.sumibe.co.jp/m?f=323>

住友ベークライト S-バイオ

左記方法で登録が出来ない場合は検索サイトで「住友ベークライト S-バイオ」と入力後、登録フォームに必要情報をご記入のうえクーポンコードを入手してください。

キャンペーン該当製品およびキャンペーン価格

品番	品名	滅菌	包装	参考価格(円)	キャンペーン価格(円)
				ケース価格	ケース価格
MS-4205M	プロテオセーブ® マイクロチューブ0.5mL	未滅菌	100/包・500/ケース	23,000	16,100
MS-4255M	プロテオセーブ® マイクロチューブ0.5mL	放射線滅菌	100/包・500/ケース	26,000	18,200
MS-4215M	プロテオセーブ® マイクロチューブ1.5mL	未滅菌	100/包・500/ケース	20,000	14,000
MS-4265M	プロテオセーブ® マイクロチューブ1.5mL	放射線滅菌	100/包・500/ケース	23,000	16,100
MS-4220M	プロテオセーブ® マイクロチューブ2mL	未滅菌	100/包・500/ケース	26,000	18,200
MS-4270M	プロテオセーブ® マイクロチューブ2mL	放射線滅菌	100/包・500/ケース	29,000	20,300
MS-4201X	プロテオセーブ® スリムチューブ0.5mL	未滅菌	50/包・500/ケース	63,500	44,450
MS-4202X	プロテオセーブ® スリムチューブ1.5mL	未滅菌	50/包・500/ケース	63,500	44,450
MS-8296F	プロテオセーブ® プレート96F	未滅菌	5/包・50/ケース	41,700	29,190
MS-8296K	プロテオセーブ® プレート96F黒(受注生産)	未滅菌	5/包・50/ケース	53,800	37,660
MS-8296V	プロテオセーブ® プレート96V	未滅菌	5/包・20/ケース	25,400	17,780
MS-82962R	プロテオセーブ® ディープウェル96V 2mL	放射線滅菌	3/包・15/ケース	60,600	42,420
MS-3296U	プロテオセーブ® プレート96U	未滅菌	5/包・50/ケース	41,700	29,190
MS-52150	プロテオセーブ® 遠沈管15mL	未滅菌	5/包・100/ケース	31,100	21,770
MS-52550	プロテオセーブ® 遠沈管50mL	放射線滅菌	5/包・100/ケース	31,100	21,770
MS-90150	ステムフル® 遠沈管15mL	放射線滅菌	5/包・100/ケース	33,400	23,380

ご記入頂きました個人情報は、弊社および弊社グループ会社の取扱製品やサービスについての提案、その他情報提供(カタログ等の送付を含む)のために利用させていただきます。弊社のプライバシーポリシーについては以下をご確認ください。<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/all/index.html>

住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部
〒140-0002
東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
TEL:【東日本】03(5462)4831【西日本】06(7669)0031
FAX:【東日本】03(5462)4835【西日本】06(7223)8691
E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

販売店