

***For delivering safe regenerative
medical products to patients . . .***




再生医療研究、CPC (Cell Processing Center) 向け

スミロン スーパークオリティ



 有効期限

製造後3年



検査成績書

Three red horizontal bars above a table with 4 rows and 2 columns. A hand is pointing to the first row of the table.

➤ 検査成績書ダウンロード

品 名	スミロンスーパークオリティ ピペット25mL
品 番	MS-66250S
製造番号	
製造年月	
有効期限	
仕 様	容量：25mL 最小目盛り：0.2mL
材 質	先端チップ：ポリスチレン 本体：ポリスチレン 綿栓チップ：ポリスチレン 綿栓：綿
包装形態	1本/包装、10包装を2重包装（計3重包装）×10
入 数	100本/箱



秋田県秋田市土崎港相染町字中島下27-4

秋田佐友ベーク株式会社

メディカル・バイオ部門 品質保証部

承認

検索後、該当ファイルが表示されない場合は、ヘルスケア営業本部バイオ製品営業部までお問い合わせください。

品番 MS66250S

ロットNo

檢索


頻度	判定
工程検査全数	
工程検査全数	
荷検査全数	
工程検査全数	
荷検査全数	
荷検査全数	


スミロンスーパーオリティピペット（3重包装内の1重包装目）

Lot番号と有効期限が
刻印されております。



アイソレーターなどの
グローブごしでも剥き
やすいように段差を付
けております。





No	Question	Answer
1	3重包装の異物検査はどのように実施していますか？	全品、目視による異物検査を実施しております。
2	滅菌方法はどのように実施していますか？	三重包装後、放射線滅菌を実施しております。
3	溶出物／抽出物に関するデータは入手可能でしょうか？	弊社までお問い合わせください。
4	滅菌保証レベルに関する記載はありますか？	各ロット毎に検査成績書に記載しております。滅菌はISO11137-2/JIST0806-2に準じた方法によって確立したSAL10 ⁻⁶ の滅菌線量にて実施しております。 滅菌線量の監査は年1回の設定で実施しております。(社内規格)
5	3重目、2重目包装内も滅菌されていますか？	3重目、2重目包装内も、ISO11137に従って確立した条件で滅菌していますが、1重包装内のみSAL10 ⁻⁶ を保証しております。
6	動物由来（特にBSE/TSE）に関する証明書は発行出来ますか？	動物由来物質不含の証明書を発行することは可能です。お問い合わせください。
7	材料の安全性について試験されていますか？	日局プラスチック製医薬品容器試験法の溶出物試験、灰化試験、細胞毒性試験を実施しています。
8	滅菌済みを確認するための確証はどのように分かりますか？	滅菌済みの確証である滅菌確認シールを製品箱へ貼付しています。
8	二重包装内の無菌性は担保されていますか？	一重包装内のみSAL10 ⁻⁶ を保証しております。
9	製造場所はISO9001又はISO13485等の認証を取得されていますでしょうか？	ISO13485を自主的に運用しております。バイオ製品は医療機器製品が無いので外部認証は取れません。医療機器(外部認証取得)と共通の品質マニュアルに基づいて品質マネジメントシステムを運用しております。
10	プラスチック原料はUSP Class IV又は日局プラスチック製医薬品容器試験等に適合するものですか？	日局プラスチック製医薬品容器試験法の灰化試験、溶出物試験、細胞毒性試験について、ポリエチレン製又はポリプロピレン製水性注射剤容器の規格に適合しております。

【製造工場（秋田県）】



全数、異物検査時の画像
(秋田住友バーク内)

製品一覧は裏面へ

製品一覧

		【有効期限】 製造後3年		【保存温度】 室温		
品 番	品 名	仕 様		ケース 入数	単価	参考価格 (税抜)
		3重包装形態	入数			
MS-66020S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 mL	1本包装X10	10セット	100	219	21,900
MS-66050S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 mL	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-66052S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-66100S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 1 0 mL	1本包装X10	10セット	100	276	27,600
MS-66102S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 1 0 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	276	27,600
MS-66250S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 5 mL	1本包装X10	10セット	100	311	31,100
MS-66252S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 2 5 mLショートタイプ	1本包装X10	10セット	100	311	31,100
MS-66500S	スミンス-パ-クオリティ ピペット 5 0 mL	1本包装X10	10セット	100	529	52,900
MS-65022S	スミンス-パ-クオリティ アスピレーションピペット	1本包装X10	25セット	250	242	60,500
MS-65020S	スミンス-パ-クオリティ アスピレーションピペットロング	1本包装X10	10セット	100	242	24,200
MS-4601WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウター 1 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4603WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウター 2 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4604WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウター 4 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	162	24,300
MS-4605WS	スミンス-パ-クオリティ セラムチューブアウター 5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	162	24,300
MS-4701WS	スミンス-パ-クオリティ スリムチューブ 0.5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-4702WS	スミンス-パ-クオリティ スリムチューブ 1.5 mLホワイト自立型	10本包装X5	3セット	150	150	22,500
MS-56150S	スミンス-パ-クオリティ 遠沈管 1 5 mL	5本包装X3	16セット	240	173	41,520
MS-56500S	スミンス-パ-クオリティ 遠沈管 5 0 mL	5本包装X3	10セット	150	220	33,000
MS-58500S	スミンス-パ-クオリティ スナップコニカル 5 0 mL	5本包装X3	4セット	60	345	20,700
MS-56225S	スミンス-パ-クオリティ ボトル 2 2 5 mL	4本包装	12セット	48	860	41,280
MS-80060S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 6 F	1個包装X2	20セット	40	874	34,960
MS-80120S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装X2	20セット	40	897	35,880
MS-80240S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装X2	20セット	40	920	36,800
MS-80480S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装X2	20セット	40	943	37,720
MS-8096FS	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装 2	28セット	56	980	54,880
MS-8006RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 6 F	1個包装X2	20セット	40	874	34,960
MS-8012RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装X2	20セット	40	897	35,880
MS-8024RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装X2	20セット	40	920	36,800
MS-8048RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装X2	20セット	40	943	37,720
MS-8096RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装X2	28セット	56	980	54,880
MS-10350S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 3 5 mm ツバ付	5個包装X2	10セット	100	230	23,000
MS-10600S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	322	19,320
MS-13900S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装X3	20セット	60	552	33,120
MS-10150S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装X2	12セット	24	1,010	24,240
MS-1135RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 3 5 mm	5個包装X2	10セット	100	230	23,000
MS-1160RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	322	19,320
MS-1390RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装X3	20セット	60	552	33,120
MS-1015RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装×2	12セット	24	1,010	24,240
MS-23050S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 5 cm ² フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	437	78,660
MS-23250S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 7 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装X3	10セット	30	966	28,980
MS-23600S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm ² フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1,940	31,040
MS-23800S	スミンス-パ-クオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	2,130	25,560
MS-2305RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 5 cm ² フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	437	78,660
MS-2325RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 7 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装X3	10セット	30	966	28,980
MS-2360RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm ² フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1,940	31,040
MS-2380RS	スミンス-パ-クオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	2,130	25,560
MS-93100S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー S ブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装X10	5セット	50	460	23,000
MS-93101S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー S 先端固定タイプブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装X10	5セット	50	460	23,000
MS-93170S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー M ブレード (幅17mm×長さ250mm)	1本包装X10	5セット	50	580	29,000
MS-93300S	スミンス-パ-クオリティ スクレーパー L ブレード (幅30mm×長さ350mm)	1本包装X10	5セット	50	690	34,500

住友ベークライト株式会社

■ S-バイオ事業部 マーケティング営業部
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
 【東日本エリア】 TEL：03-5462-4831 FAX：03-5462-4835
 【西日本エリア】 TEL：06-7669-0031 FAX：06-7223-8691
 ■ E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp
 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp

