

		【有効期限】 製造後3年	【保存温度】 室温			
品 番	品 名	仕 様	入数	ケース 入数	単価	参考価格 (税抜)
		3重包装形態				
MS-66020S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 mL	1本包装×10	10セット	100	190	19,000
MS-66050S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 mL	1本包装×10	10セット	100	210	21,000
MS-66052S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 mLショートタイプ	1本包装×10	10セット	100	210	21,000
MS-66100S	スミロンスーパークオリティ ピペット 1 0 mL	1本包装×10	10セット	100	240	24,000
MS-66102S	スミロンスーパークオリティ ピペット 1 0 mLショートタイプ	1本包装×10	10セット	100	240	24,000
MS-66250S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 5 mL	1本包装×10	10セット	100	270	27,000
MS-66252S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 5 mLショートタイプ	1本包装×10	10セット	100	270	27,000
MS-66500S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 0 mL	1本包装×10	10セット	100	460	46,000
MS-65022S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット	1本包装×10	25セット	250	210	52,500
MS-65020S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペットロング	1本包装×10	10セット	100	210	21,000
MS-4601WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター 1 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	130	19,500
MS-4603WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター 2 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	130	19,500
MS-4604WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター 4 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	140	21,000
MS-4605WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブアウター 5 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	140	21,000
MS-4701WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ 0.5 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	130	19,500
MS-4702WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ 1.5 mLホワイト自立型	10本包装	15セット	150	130	19,500
MS-56150S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管 1 5 mL	5本包装×3	16セット	240	150	36,000
MS-56500S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管 5 0 mL	5本包装×3	10セット	150	190	28,500
MS-58500S	スミロンスーパークオリティ スナップコニカル 5 0 mL	5本包装	12セット	60	300	18,000
MS-56225S	スミロンスーパークオリティ ボトル 2 2 5 mL	4本包装	12セット	48	750	36,000
MS-80060S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート 6 F	1個包装×2	20セット	40	760	30,400
MS-80120S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装×2	20セット	40	780	31,200
MS-80240S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装×2	20セット	40	800	32,000
MS-80480S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装×2	20セット	40	820	32,800
MS-8096FS	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装 2	28セット	56	850	47,600
MS-8006RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート 6 F	1個包装×2	20セット	40	760	30,400
MS-8012RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート 1 2 F	1個包装×2	20セット	40	780	31,200
MS-8024RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート 2 4 F	1個包装×2	20セット	40	800	32,000
MS-8048RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート 4 8 F	1個包装×2	20セット	40	820	32,800
MS-8096RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用プレート 9 6 F	1個包装×2	28セット	56	850	47,600
MS-10350S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ 3 5 mm ツバ付	5個包装×2	10セット	100	200	20,000
MS-10600S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	280	16,800
MS-13900S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装×3	20セット	60	480	28,800
MS-10150S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装×2	12セット	24	875	21,000
MS-1135RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 3 5 mm	5個包装×2	10セット	100	200	20,000
MS-1160RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 6 0 mm	4個包装	15セット	60	280	16,800
MS-1390RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 9 0 mm	1個包装×3	20セット	60	480	28,800
MS-1015RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用シャーレ 1 5 0 mm	1個包装×2	12セット	24	875	21,000
MS-23050S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 5 cm ² フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	380	68,400
MS-23250S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ 7 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装×3	10セット	30	840	25,200
MS-23600S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm ² フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1690	27,040
MS-23800S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	1850	22,200
MS-2305RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 5 cm ² フィルターキャップ	10個包装	18セット	180	380	68,400
MS-2325RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 7 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装×3	10セット	30	840	25,200
MS-2360RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 1 5 0 cm ² フィルターキャップ	1個包装	16セット	16	1690	27,040
MS-2380RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ 2 2 5 cm ² フィルターキャップ	1個包装	12セット	12	1850	22,200
MS-93100S	スミロンスーパークオリティ スクレーパー S ブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装×10	5セット	50	400	20,000
MS-93101S	スミロンスーパークオリティ スクレーパー S 先端固定タイプブレード (幅10mm×長さ160mm)	1本包装×10	5セット	50	400	20,000
MS-93170S	スミロンスーパークオリティ スクレーパー M ブレード (幅17mm×長さ250mm)	1本包装×10	5セット	50	500	25,000
MS-93300S	スミロンスーパークオリティ スクレーパー L ブレード (幅30mm×長さ350mm)	1本包装×10	5セット	50	600	30,000

住友ベークライト株式会社

■ ヘルスケア営業本部 バイオ製品営業部/バイオ事業開発部
■ 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
■ Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
■ Fax: 03-5462-4835 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp



For delivering safe regenerative
medical products to patients . . .



再生医療研究、CPC (Cell Processing Center) 向け
スミロン スーパークオリティ



スミロンスーパーオリティは「高度品質管理製品」です

- ✓

SAL10⁻⁶ 無菌性保証

✓

材料安全性

✓

パイロジェンレベル

✓

異物管理

✓

包装

✓

有効期限
- ISO11137-2/JIS T0806-2に従って確立した滅菌線量を照射

日本薬局方に基づく灰化試験、溶出物試験、細胞毒性試験を実施し選定


ロット毎にエンドキシンレベル(0.25EU/mL未満)を確認

全数検査の実施

3重包装仕様

少量入り小分け包装仕様

製造後3年



【検査成績書】

弊社、HP内の下記アドレスもしくは右記QRコードより試験成績書がダウンロード出来ます。

<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/download/index.html>



検査成績書ダウンロード



検査成績書ダウンロード

検査成績書

品名	スミロンスーパーオリティ
品番	MS-66250S
製造番号	
製造年月	
有効期限	
仕様	容量：2.5mL 最小目盛り：0.2mL
材質	先端チップ：ポリスチレン 本体：ポリスチレン 綿栓チップ：ポリスチレン 綿栓：綿
包装形態	1本/包装、10包装を2重包装（計3重包装）×10
入数	100本/箱



ヘルスケア営業本部（バイオ製品）
検査成績書ダウンロード

品番とロットNoで検索をすると、検査成績書（PDF）をダウンロードすることができます。

品番にはハイフンは入れないでください。

検索後、該当ファイルが表示されない場合は、ヘルスケア営業本部バイオ製品営業部までお問い合わせください。

品番 MS66250S

ロットNo xxxxxxxx



検索

スミロンスーパーオリティピペット（3重包装内の1重包装目）

Lot番号と有効期限が
刻印されております。



アイソレーターなどの
グローブごしでも剥き
やすいように段差を付
けております。



No	Question	Answer
1	3重包装の異物検査はどのように実施していますか？	全品、目視による異物検査を実施しております。
2	滅菌方法はどのように実施していますか？	三重包装後、放射線滅菌を実施しております。
3	溶出物／抽出物に関するデータは入手可能でしょうか？	入手可能です。 HPで公開しております検査成績書に記載しております。
4	滅菌保証レベルに関する記載はありますか？	各ロット毎に検査成績書に記載しております。滅菌はISO11137-2/JIST0806-2に準じた方法によって確立したSAL10 ⁻⁶ の滅菌線量にて実施しております。
5	動物由来（特にBSE/TSE）に関する証明書は発行出来ますか？	証明書の発行は可能です。
6	材料の安全性について試験されていますか？	日局プラスチック製医薬品容器試験法の溶出物試験、灰化試験、細胞毒性試験を実施しています。
7	滅菌済みを確認するための確認はどのように分かりますか？	滅菌済みの確認であるインジケータを製品箱へ貼付しています。
8	二重包装内の無菌性は担保されていますか？	一重包装内のみSAL10 ⁻⁶ を保証しております。

【製造工場（秋田県）】



全数、異物検査時の画像
（秋田住友ベーク内）

製品一覧は裏面へ