

検体の凍結保存・輸送用容器

- ✓ 気密性*1（防漏性）に優れています。
- ✓ 国内生産品であり安定供給可能です。
- ✓ -150℃以下でも長期間保存が可能です。

※1 IATA（国際航空運送協会）の空輸の包装に関する国際規格に準拠したリークテスト済み。
（-40℃～55℃において、内圧差95kPa以上生じる条件下で液漏れしない）



- ◆ 検体の出し入れが容易であるため、液だれによるチューブ外壁への汚染を防げます。
- ◆ 専用のラック類も各種ご用意しております。

製品仕様

- ◆ 材質：ポリプロピレン
- ◆ 滅菌：放射線滅菌
- ◆ パイロジェン&エンドトキシンフリー：エンドトキシンレベル0.5EU/mL以下
（日本薬局方エンドトキシン試験法準拠）
- ◆ 密封圧：95kPa耐圧試験済み
（IATA PI602/650に準拠。第三者機関でリークテスト実施）
- ◆ 液体窒素：気相中保管可
- ◆ オートクレーブ：可（121℃、20分）
- ◆ 細胞毒性：毒性なし
（眼内レンズ承認基準。培養細胞の増殖阻害試験。培養細胞による寒天重層試験）
- ◆ 変異原性：誘発性なし（微生物を用いる変異原性試験基準）
- ◆ 発熱性物質：適合（発熱性物質試験）




【アウターキャップ】



【インナーキャップ】

両方ともシリコンパッキンが入ってます。



キャップ形状

(左：アウター、右：インナー)



【スリムチューブ】

(0.5mLタイプ)

●アウターキャップタイプ

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4601○	1mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×43(L)mm	50	500	¥66	¥33,000
MS-4603○	2mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥66	¥33,000
MS-4604○	4mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×71(L)mm	50	300	¥70	¥21,000
MS-4605○	5mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×87(L)mm	50	300	¥70	¥21,000

●インナーキャップタイプ

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4501○	1.2mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×42(L)mm	50	500	¥63	¥31,500
MS-4502○	2mLセラムチューブ	丸底型	外径12.5(Φ)×48(L)mm	50	500	¥63	¥31,500
MS-4503○	2mLセラムチューブ	自立型	外径12.5(Φ)×48(L)mm	50	500	¥66	¥33,000
MS-4504○	4mLセラムチューブ	丸底型	外径12.5(Φ)×70(L)mm	50	300	¥68	¥20,400
MS-4505○	5mLセラムチューブ	丸底型	外径12.5(Φ)×90(L)mm	50	300	¥68	¥20,400

●スリムチューブタイプ

本体径が細く遠心操作が可能です。(遠心強度:19,500G)

品番	品名	形状		包装		参考価格(税抜)	
		本体	サイズ	個/包	個/ケース	単価	ケース価格
MS-4701○	0.5mLスリムチューブ	自立型	外径10.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥66	¥33,000
MS-4702○	1.5mLスリムチューブ	自立型	外径10.5(Φ)×46(L)mm	50	500	¥66	¥33,000

■キャップ色記号 (W:白、R:赤、Y:黄、B:青、G:緑、X:5色詰)

■ご注文の際は、品番5桁目の○にご希望のキャップ色番号をご指定ください。

【その他関連製品 (チューブ用ラック)】



【セラムチューブ用ラック
(蓋つき) 50本立て 高さ96mm】
品番: MS-75600
価格: 12,500円/10個

【セラムチューブ用ラック
フタのみ】
品番: MS-75500
価格: 10,000円/100個

【セラムチューブ用ラック (蓋つき) 高さ55mm】

- ・品番: MS-7550L : 50本立て (グレー)
- ・品番: MS-7550G : 50本立て (グリーン) 価格: 各6,900円/10個
- ・品番: MS-7550P : 50本立て (ピンク)



【セラムチューブ用ロックスタンド】
品番: MS-78000 価格: 21,000円/5個

チューブ底面を固定でき片手で
のキャップの開閉が可能です。

住友ベークライト株式会社

- ヘルスケア営業本部 バイオ製品営業部
- 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
- Fax: 03-5462-4835 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp

(販売店)