

放射線滅菌済み
【特徴】

- ✓ **国産品で高品質**の細胞培養用シャーレを**安定供給**することが可能です。
- ✓ 厳選されたポリスチレン原料を使用し、精密成型技術により培養面の平滑性・均一性に優れています。
- ✓ 少量包装（10個入り）パッケージのため、つねに開封直後のものをお使いいただけます。
- ✓ すべて放射線で滅菌されています。

【シャーレ サイズ一覧】

品番	品名	φa	b	φA	H2	φE
MS-10350	接着細胞培養用シャーレ35（ツバ付）	φ39.4	14.4	33.6	11.8	39.4
MS-11350	接着細胞培養用シャーレ35	φ39.8	14.3	33.8	11.7	-
MS-1135R	浮遊細胞培養用シャーレ35	φ39.8	14.3	33.8	11.7	-
MS-10600	接着細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-11600	接着細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-1160R	浮遊細胞培養用シャーレ60	φ57.3	15	52.2	12.5	-
MS-11900	接着細胞培養用シャーレ90（浅型）	φ93	17.3	86.8	13.9	-
MS-13900	接着細胞培養用シャーレ90	φ93	21.5	85.8	17.8	-
MS-1390R	浮遊細胞培養用シャーレ90	φ93	21.5	85.8	17.8	-
MS-10150	接着細胞培養用シャーレ150	φ148.1	27.5	138.7	22.7	-



注記

・単位：mm

SUMILON® ここがポイント！！

35mmシャーレ（MS-10350）は持ちやすいツバ付です。

90mmシャーレは高さ20mmと17mmの2種類あります。

60mm・90mmシャーレはフタごと本体をグリップできます。

 ※詳しい製品情報につきましては、こちらのURL
 またはQRコードにアクセスしてください。
 URL: <http://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/cell-culture/cell-culture-dish/index.html>

接着細胞培養シャーレ

全ての製品が

NON Pyrogenic

※

放射線滅菌済み

です。

※ NON Pyrogenic : エンドトキシンが0.5EU/mL未満であることを確認しています。

- ・細胞培養用シャーレじゃ、接着系細胞用の表面処理を施してあり細胞の初期接着性・増殖性に優れています。
- ・MS-10600は高親水処理を施しており、他の細胞培養シャーレに比べ細胞の伸展がよく、高い増殖性が得られます。

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格	
					単価	ケース価格
接着細胞培養シャーレ35 (ツバ付き)	MS-10350	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	73	36,500
接着細胞培養シャーレ35	MS-11350	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	60	30,000
接着細胞培養シャーレ60 (高親水処理)	MS-10600	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	113	56,500
接着細胞培養シャーレ60	MS-11600	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	67	33,500
接着細胞培養シャーレ90 (浅型)	MS-11900	17mm	57cm ²	12/包・240/ケース	153	36,720
接着細胞培養シャーレ90	MS-13900	20mm	57cm ²	10/包・200/ケース	153	30,600
接着細胞培養シャーレ150	MS-10150	27mm	150cm ²	10/包・100/ケース	452	45,200

価格は全て税抜き価格です。

浮遊細胞培養シャーレ

全ての製品が

NON Pyrogenic

※

放射線滅菌済み

です。

※ NON Pyrogenic : エンドトキシンが0.5EU/mL未満であることを確認しています。

- ・浮遊培養用のシャーレの表面は細胞が接着しにくく、細胞の回収時における細胞へのダメージや損失を最小限におさえます。
- ・ハイブリドーマやリンパ球の培養、受精卵のドロップ培養など細胞接着を抑制したい場合に有効です。
- ・LAK養子免疫、遺伝子治療などの研究に適しています。

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格	
					単価	ケース価格
浮遊細胞培養シャーレ35	MS-1135R	14mm	9cm ²	10/包・500/ケース	60	30,000
浮遊細胞培養シャーレ60	MS-1160R	15mm	21cm ²	10/包・500/ケース	67	33,500
浮遊細胞培養シャーレ90	MS-1390R	20mm	57cm ²	10/包・200/ケース	153	30,600
浮遊細胞培養シャーレ150	MS-1015R	27mm	150cm ²	10/包・100/ケース	452	45,200

価格は全て税抜き価格です。

培養用トレイ

全ての製品が

NON Pyrogenic

※

放射線滅菌済み

です。

※ NON Pyrogenic : エンドトキシンが0.5EU/mL未満であることを確認しています。



- ・大容量の静置培養や培養試験に最適で、効率的な培養が可能で、細胞の回収も容易です。
- ・安定した積み重ねができます。
- ・底面の平滑性、均一性に優れています。
- ・細胞産物の回収や、クローニングに便利です。(セルトレイ)
- ・cDNAのスクリーニングやコロニーハイブリダイゼーションに便利です。(バイオトレイ)

品名	品番	高さ	培養面積	包装 個/包・個/ケース	参考価格 (税抜)	
					単価	ケース価格
接着細胞培養セルトレイ (245mm角)	MS-12400	25mm	500cm ²	3/包・15/ケース	1,500	22,500
浮遊細胞培養バイオトレイ (245mm角)	MS-12450	25mm	500cm ²	3/包・15/ケース	1,100	16,500

価格は全て税抜き価格です。

住友ベークライト株式会社

- ヘルスケア営業本部 バイオ製品営業部/バイオ事業開発部
- 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
- Fax: 03-5462-4835 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp