


培養細胞を器材から効率的に回収

【特長】


- ✓ 直接細胞に接するブレードには、**毒性の低いシリコン**を使用
- ✓ 細胞回収操作のしやすい**T字型構造**です。小さな培養容器で使い易いSサイズの**固定タイプ**を新発売。
- ✓ ハンドル箇所がABS樹脂のため**適度なしなやかさ**で、細胞を無理なく確実に回収可能



※Sの固定タイプと可動タイプの外観は同じです。



特長が1分で分かる動画をHP上で公開



■大きさの目安

【Sサイズ】

- ・プレート (6/12/24well)
- ・シャーレ

【Mサイズ】

- ・プレート (6/12well)
- ・フラスコ25cm²、75cm²
- ・シャーレ

【Lサイズ】

- ・プレート (6well)
- ・フラスコ150cm²、225cm²
- ・シャーレ


※ あくまでも目安のため詳細は寸法をご確認下さい。

お客様の声



「T字なので容器の端まで届き、適度な柄のしなりが、細胞に優しく！」
「Sサイズはウェルプレートにも使えて小回りがきくので便利！」

セルスクレーパーSは、24wellプレートなど培養面積の小さいプレートでも使用出来ます。



弊社取扱い大量培養用ピールオフ培養容器 (品番: MS-28500) 培養面積512cm²での使用時画像

【単位: 円 (税別)】

品番	品名	サイズ	材質	包装 本/包×本/ケース	単価 価格	参考ケース 価格 (円)
NEW!! MS-93101	セルスクレーパーS ブレード固定タイプ	巾10mm 長さ160mm	【ブレード】 ABS樹脂	1本/包×100/ケース (計: 100本)	294	29,400
MS-93100	セルスクレーパーS				315	31,500
MS-93170	セルスクレーパーM	巾17mm 長さ250mm	【ハンドル】 シリコン ゴム		420	42,000
MS-93300	セルスクレーパーL	巾30mm 長さ350mm				

サンプル依頼書

ご希望のサンプル品がございましたら、下記一覧へ「○」をご記入のうえ、FAXもしくはEメールをお送り下さい。

FAX : 03-5462-4835

E-mail : s-bio@sumibe.co.jp

サンプル一覧表

品番	品名	形状		サンプル 容量	ご希望の製品に ○をご記入下さい。
		材質	サイズ		
MS-93101	セルスクレーパー S (ブレード固定タイプ)	ABS樹脂 シリコンゴム	幅 10mm 長さ 160mm	2本入り	
MS-93100	セルスクレーパー S		幅 17mm 長さ 250mm	2本入り	
MS-93170	セルスクレーパー M		幅 30mm 長さ 350mm	2本入り	
MS-93300	セルスクレーパー L				

【送付先】

■ご施設名:

■ご所属名:

(住所) 〒

(電話番号)

(ご要望事項)

■ご担当者名:

(内線)

(販売店)

住友ベークライト株式会社

- ヘルスケア営業本部 バイオ製品営業部
- 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
- Tel: 03-5462-4831 ■ E-mail: s-bio@sumibe.co.jp
- Fax: 03-5462-4835 ■ URL : http://www.sumibe.co.jp