

◆ ハンズオンセミナー ◆

「コーダライザーを用いた 人工腱索再建術」

テーマ 確実な人工腱索再建を簡便化する方法

日時

10月 5日 Fri

17:00～19:00

受付 16:45～

会場

グランドプリンスホテル新高輪

国際館パミール 2F 「若葉」

内容

- ・人工腱索再建術の補助デバイス「コーダライザー®」を用いて、僧帽弁の人工腱索再建術の手技を行っていただきます。
- ・約10分の講義の後、2名1組に分かれて実技を実施して頂きます。

募集人員 20名
参加料 無料

※医療従事者の方につきましては、見学も可能です。

講師
兼 インストラクター

松居 喜郎 先生

北海道大学大学院医学研究院 循環器・呼吸器外科

インストラクター

新宮 康栄 先生

北海道大学大学院医学研究院 循環器外科

村上 達哉 先生

市立旭川病院 胸部外科

大井 啓司 先生

東京医科歯科大学大学院 心臓血管外科

お申し込みは学会ホームページよりお願いいたします。

事前参加登録制（締切：9月25日(火)）

応募多数の場合は、先着順で締切らせていただきます。ご了承ください。