

PTEGキット製品構成

別紙1

○造設キット

医療機器承認番号:22200BZX00821000

クラス分類Ⅲ

種類	品番	穿刺用 バルーン カテーテル	穿刺針	ガイドワイヤ I	ガイドワイヤ II	8Frダイレクタ	18Fr ビールアウェイシース ダイレクタ	留置カテーテル/ チューブタイプ	梱包単位	参考単価	JANコード
		14Fr×70cm バルーン注入容量 10mL	18G×15cm	ストレート型 0.035" × 200cm	J型 0.035" × 100cm	25cm	16Frダイレクタ (15cm) + 18Fr ビールアウェイシース (10cm)				
12Frカテーテル入	MD-46121	○	○	○	○	○	○	12Fr×115cm バルーン付	1セット/ケース	65,000円	4545499057228
15Frカテーテル入	MD-46122	○	○	○	○	○	○	15Fr×90cm バルーン無			4545499057235
カテーテル無	MD-46120	○	○	○	○	○	○			45,400円	4545499057280
ビールアウェイシース ダイレクタ	MD-46130					○	○			9,000円	4545499057433

【EOG滅菌済】

○留置カテーテル/チューブタイプ

医療機器承認番号:22200BZX00821000

クラス分類Ⅲ

種類	品番	カテーテル径	カテーテル長	バルーン	ガイドワイヤ	梱包単位	参考単価	JANコード
12Frバルーン付	MD-46102	12Fr	115cm	有(注入容量15mL)	アングル型 0.035"×240cm	1セット/ケース	19,600円	4545499057303
15Frバルーン無	MD-46104	15Fr	90cm	無	アングル型 0.035"×200cm			4545499057327

【EOG滅菌済】

○留置カテーテル/ボタンタイプ

医療機器承認番号:22200BZX00821000

クラス分類Ⅲ

種類	品番	カテーテル径	カテーテル長	スタイレット	ガイドワイヤ	接続チューブ	固定バンド	梱包単位	参考単価	JANコード
30cm・スタイレット付	MD-46113	15Fr	30cm	22.5cm	アングル型 0.035"×100cm	60cm	○	1セット/ケース	19,600円	4545499057334
30cm・ガイドワイヤ付	MD-46163									
45cm・スタイレット付	MD-46115		45cm	40.5cm	アングル型 0.035"×100cm					4545499057358
45cm・ガイドワイヤ付	MD-46165									
70cm・ガイドワイヤ付	MD-46167		70cm	ストレート型 0.052"×200cm	4545499057372					
90cm・ガイドワイヤ付	MD-46169		90cm							4545499057389

【EOG滅菌済】

<関連製品>

○PTEG用接続チューブ

医療機器届出番号:05B1X00002000023

クラス分類Ⅰ

種類	品番	有効長	仕様	梱包単位	参考単価	JANコード
PTEG用接続チューブ	MD-46180	60cm	留置カテーテル/ボタンタイプ用・クランプ付	5本/ケース	2,000円	4545499057501

【無滅菌】

○PTEG用固定バンド

種類	品番	仕様	梱包単位	参考単価	JANコード
PTEG用固定バンド	MD-46181	留置カテーテル/ボタンタイプ用	5本/ケース	1,400円	4545499057518

【無滅菌】

* 参考価格は税抜価格となります。

お問い合わせ先 : 医療機器営業部 : TEL 03-5462-4824
 大阪営業部 : TEL 06-6429-7932
 名古屋営業部 : TEL 052-726-8381
 札幌営業所 : TEL 0133-60-2400
 仙台営業所 : TEL 03-5462-4824
 広島営業所 : TEL 082-542-1381
 福岡営業所 : TEL 092-411-1354