

抗菌スーパー耐熱青まな板

商品の最新情報は



抗菌

熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応

HACCP対応

別注サイズ
※37・38ページ参照



反りにくい!
ささくれにくい!

リサイクル袋付き
※2ページ参照

耐寒耐熱温度
-30℃~100℃

食肉・水産
魚介類向け
まな板

リサイクル
対応!



両面エンボス仕上げの、
三層構造。



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

■ 特長

- 1 異物混入等が見分けやすい「青色」を表面色に採用
- 2 熱風式包丁・まな板消毒保管庫で熱風消毒が可能
(推奨消毒条件90℃/60分)
- 3 沸騰水の廻し掛けで熱湯消毒も可能
- 4 SIAA認証の抗菌性能で雑菌の繁殖を抑制


抗菌スーパー耐熱青まな板

| 品番 | 長さ×巾×厚さ | 重量 | 税抜き価格 | 備考 |
|-------|------------|------|--------|----|
| B15SS | 500×270×15 | 1.9 | 9,450 | |
| B15S | 600×300×15 | 2.5 | 12,600 | |
| B20SS | 500×270×20 | 2.5 | 12,600 | |
| B20S | 600×300×20 | 3.4 | 16,750 | |
| B20M | 720×330×20 | 4.5 | 22,150 | |
| B20MZ | 900×450×20 | 7.6 | 37,700 | |
| B30S | 600×300×30 | 5.1 | 25,150 | |
| B30S1 | 750×300×30 | 6.3 | 31,450 | |
| B30MW | 840×390×30 | 9.2 | 45,750 | |
| B30MZ | 900×450×30 | 11.4 | 56,550 | |

注:1) 標準で両面エンボス仕上げ。

■ 食材区分(有料オプション)

食材区分に便利なワンポイントカラーをご用意しました。



●ライン(短側面) ●ピン(側面) ●ライン(コーナー) ●ピン(コーナー) ●シール

■ 食材区分(印字加工例)(有料オプション)

印字加工は5種類(野菜・肉・魚・果物・その他)から選べます。



※単品重量30kg/総重量300kg以上の場合、パレット代を別途頂戴いたします。

消毒保管庫
対応!

熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応!



◎保管庫ご使用の際はまな板を垂直に立てるようにして下さい。



豚毛対比社内テスト



抗菌スーパー耐熱青まな板



当社抗菌スーパー耐熱まな板
(標準色)



異物混入
対策に
最適よ！

