

軽量抗菌スーパー耐熱まな板 軽之助

抗 菌

熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応

HACCP対応

反りにくい!
ささくれにくい!

リサイクル袋付き
※2ページ参照

耐寒耐熱温度

-30℃~100℃



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

かる~い! まな板
軽之助



**特注サイズ
加工対応!**

安心・安全!

同一素材・
接着剤フリーで
安心・安全!

**リサイクル
対応!**

New

■ 特 長

- 1 当社従来品と比べ約30%の軽量化を実現
- 2 同一素材・接着剤フリーで環境に優しく安全
- 3 全5色(白・黄・緑・青・赤)全周ラインで食材別管理に最適
- 4 熱風式包丁・まな板消毒保管庫対応(推奨消毒条件90℃/60分)
- 5 SIAA認証の抗菌性能で雑菌の繁殖を抑制

軽量抗菌スーパー耐熱まな板

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格
WKSLO	370 × 210 × 20	1.2	8,550
ESKLO	460 × 260 × 20	1.6	11,900
SSKLO	500 × 270 × 20	1.8	12,400
20SKL	600 × 300 × 20	2.4	17,900
20MKL	720 × 330 × 20	3.2	23,700
MZKLO	800 × 400 × 20	4.7	33,400
MZWLO	900 × 450 × 20	5.9	41,900

表面エンボス仕上げ。

※原反サイズ：1200×600×20

上記規格サイズの外、特注サイズ(20mmのみ)承ります。

■ 食材区分 (印字加工例) (有料オプション)

印字加工は5種類(野菜・肉・魚・果物・その他)から選べます。




※単品重量30kg/総重量300kg以上の場合、パレット代を別途頂戴いたします。

**消毒保管庫
対応!**




熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応!



◎保管庫ご使用の際はまな板を垂直に立てるようにして下さい。



発泡ポリエチレンの採用で軽量化を実現!



軽くて
扱いやすく
女性に
優しい♥

新製品
軽之助

約30%
軽量化!

使用済み
まな板

リサイクル袋