

抗菌スーパー耐熱まな板



- 抗 菌**
- 熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応
- HACCP対応**
- 反りにくい!
ささくれにくい!
- 耐寒耐熱温度
-30℃~100℃

反りにくい!
ささくれ
にくい!



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スーパー耐熱まな板(スタンド・取っ手付き) 抗菌剤入

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
WKSOS	370×210×15	1.1	5,800	●
WKLOS	410×230×15	1.3	6,750	●
WKLLS	440×250×15	1.6	7,800	●

スーパー耐熱まな板(スタンド付き 丸型) 抗菌剤入 別注品(受注生産)

品番	長さ×巾×厚さ	重量	税抜き価格	備考
WKOOS	305×275×15	1.2	6,350	●

- スタンド付き 丸型 ● スタンド・取っ手付き
- 注:1) スタンド(青・緑・赤・黄・桃・茶・黒)7色の中から選び下さい。
- 注:2) スタンドの青・緑・赤・黄は原則 当日出荷。桃・茶・黒は原則 翌々日出荷。
- 注:3) 15mm エンボス仕上げ。
- 注:4) 15mm のまな板は、熱風式包丁・まな板消毒保管庫でのご使用の際、機器の設定条件によっては反りが生じる事があります。

消毒保管庫
対応!



熱風式包丁・まな板
消毒保管庫対応!

◎保管庫ご使用の際はまな板を垂直に立てるようにして下さい。

HACCP
対応よ!

■ 食材区分 (印字加工例) (有料オプション)

印字加工は5種類 (野菜・肉・魚・果物・その他) から選べます。

