

SUMILON®製品の価格改定について

住友ベークライト株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤原一彦）は、SUMILON®製品の価格改定を顧客に申し入れることといたしましたので、お知らせいたします。

SUMILON®製品におきましては、原料価格、輸送費、人件費などが増加する厳しいビジネス環境の中で、徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、その努力も限界に達し、価格見直しを余儀なくされる状況となりました。

つきましては、下記内容の価格改定を顧客に申し入れることといたしました。
何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 価格改定対象製品・新参考価格 2 ページ以降のリストをご参照ください。
2. 実施時期 2022年9月1日当社受注分より

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

【東日本】TEL：03-5462-4831 FAX：03-5462-4835

【西日本】TEL：06-7669-0031 FAX：06-7223-8691

E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-10150	接着細胞培養シャーレ 150	100	45,200	52,000
MS-1015R	浮遊細胞培養シャーレ 150	100	45,200	52,000
MS-10350	接着細胞培養シャーレ 35 ヴァ付	500	36,500	42,000
MS-10600	接着細胞培養シャーレ 60	500	56,500	65,000
MS-11350	接着細胞培養シャーレ 35	500	30,000	34,500
MS-1135R	浮遊細胞培養シャーレ 35	500	30,000	34,500
MS-11600	接着細胞培養シャーレ 60	500	33,500	38,500
MS-1160R	浮遊細胞培養シャーレ 60	500	33,500	38,500
MS-11900	接着細胞培養シャーレ 90 浅型 [新仕様 (箱入り数変更品)]	108	16,524	21,600
MS-12400	セルトレイ	15	22,500	25,920
MS-12450	バイオトレイ	15	16,500	18,900
MS-13900	接着細胞培養シャーレ 90 深型 [新仕様 (箱入り数変更品)]	90	13,770	16,200
MS-1390R	浮遊細胞培養シャーレ 90 深型 [新仕様 (箱入り数変更品)]	90	13,770	16,200
MS-20600	接着細胞培養フラスコ 150	30	22,680	26,100
MS-2060R	浮遊細胞培養フラスコ 150	30	22,680	26,100
MS-21050	接着細胞培養フラスコ 25	200	38,800	44,600
MS-2105R	浮遊細胞培養フラスコ 25	200	38,800	44,600
MS-21250	接着細胞培養フラスコ 75	60	18,780	21,600
MS-2125R	浮遊細胞培養フラスコ 75	60	18,780	21,600
MS-21800	接着細胞培養フラスコ 225	18	15,030	17,100
MS-2180R	浮遊細胞培養フラスコ 225	18	15,030	17,100
MS-23050	接着細胞培養フラスコ 25 フィルターキャップ°	200	52,000	59,800
MS-2305R	浮遊細胞培養フラスコ 25 フィルターキャップ°	200	52,000	59,800
MS-23250	接着細胞培養フラスコ 75 フィルターキャップ°	60	23,700	27,300
MS-2325R	浮遊細胞培養フラスコ 75 フィルターキャップ°	60	23,700	27,300
MS-23600	接着細胞培養フラスコ 150 フィルターキャップ°	30	24,960	28,800
MS-2360R	浮遊細胞培養フラスコ 150 フィルターキャップ°	30	24,960	28,800
MS-23800	接着細胞培養フラスコ 225 フィルターキャップ°	18	16,470	18,900
MS-2380R	浮遊細胞培養フラスコ 225 フィルターキャップ°	18	16,470	18,900
MS-30010	プレートシール	200	13,000	15,000
MS-30011	プレートシール低粘着	200	13,000	15,000
MS-30020	プレートシール R	200	16,000	18,400
MS-3096F	接着細胞培養プレート 96F	60	27,720	31,800
MS-3096U	接着細胞培養プレート 96U	60	27,120	31,200
MS-309UR	浮遊細胞培養プレート 96U	60	27,120	31,200
MS-31505	細菌培養用シャーレ 150	100	18,000	20,700

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-3296U	プロテクト SS プレート 96U	50	36,250	41,700
MS-33900	変異原性試験用シャーレ 90 浅型	400	20,000	23,200
MS-33902	細菌培養シャーレ 90 深型	300	15,000	17,400
MS-3396M	MIC 試験用プレート 96U	200	40,000	46,000
MS-3396P	PPプレート 96V	100	30,000	34,500
MS-4201X	プロテクト SS スリムチューブ 0.5mL	500	55,000	63,500
MS-4202X	プロテクト SS スリムチューブ 1.5mL	500	55,000	63,500
MS-4205M	プロテクト SS マイクロチューブ 0.5mL	500	20,000	23,000
MS-4215M	プロテクト SS マイクロチューブ 1.5mL	500	17,500	20,000
MS-4220M	プロテクト SS マイクロチューブ 2.0mL	500	22,500	26,000
MS-4255M	プロテクト SS マイクロチューブ 0.5mL R	500	22,500	26,000
MS-4265M	プロテクト SS マイクロチューブ 1.5mL R	500	20,000	23,000
MS-4270M	プロテクト SS マイクロチューブ 2.0mL R	500	25,000	29,000
MS-4501B	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:青 自立型	500	31,500	36,500
MS-4501G	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:緑 自立型	500	31,500	36,500
MS-4501R	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:赤 自立型	500	31,500	36,500
MS-4501W	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:白 自立型	500	31,500	36,500
MS-4501X	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:5色 自立型	500	31,500	36,500
MS-4501Y	セラミックチューブ 1.2mL インナー cap:黄 自立型	500	31,500	36,500
MS-4502B	セラミックチューブ 2mL インナー cap:青 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4502G	セラミックチューブ 2mL インナー cap:緑 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4502R	セラミックチューブ 2mL インナー cap:赤 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4502W	セラミックチューブ 2mL インナー cap:白 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4502X	セラミックチューブ 2mL インナー cap:5色 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4502Y	セラミックチューブ 2mL インナー cap:黄 丸底型	500	31,500	36,500
MS-4503B	セラミックチューブ 2mL インナー cap:青 自立型	500	33,000	38,000
MS-4503G	セラミックチューブ 2mL インナー cap:緑 自立型	500	33,000	38,000
MS-4503R	セラミックチューブ 2mL インナー cap:赤 自立型	500	33,000	38,000
MS-4503W	セラミックチューブ 2mL インナー cap:白 自立型	500	33,000	38,000
MS-4503X	セラミックチューブ 2mL インナー cap:5色 自立型	500	33,000	38,000
MS-4503Y	セラミックチューブ 2mL インナー cap:黄 自立型	500	33,000	38,000
MS-4504B	セラミックチューブ 4mL インナー cap:青 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4504G	セラミックチューブ 4mL インナー cap:緑 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4504R	セラミックチューブ 4mL インナー cap:赤 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4504W	セラミックチューブ 4mL インナー cap:白 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4504X	セラミックチューブ 4mL インナー cap:5色 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4504Y	セラミックチューブ 4mL インナー cap:黄 丸底型	300	20,400	23,700

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4505B	セラミック 5mL インナー cap:青 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4505G	セラミック 5mL インナー cap:緑 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4505R	セラミック 5mL インナー cap:赤 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4505W	セラミック 5mL インナー cap:白 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4505X	セラミック 5mL インナー cap:5色 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4505Y	セラミック 5mL インナー cap:黄 丸底型	300	20,400	23,700
MS-4601B	セラミック 1mL アウター cap:青	500	33,000	38,000
MS-4601G	セラミック 1mL アウター cap:緑	500	33,000	38,000
MS-4601R	セラミック 1mL アウター cap:赤	500	33,000	38,000
MS-4601W	セラミック 1mL アウター cap:白	500	33,000	38,000
MS-4601X	セラミック 1mL アウター cap:5色	500	33,000	38,000
MS-4601Y	セラミック 1mL アウター cap:黄	500	33,000	38,000
MS-4603B	セラミック 2mL アウター cap:青	500	33,000	38,000
MS-4603G	セラミック 2mL アウター cap:緑	500	33,000	38,000
MS-4603R	セラミック 2mL アウター cap:赤	500	33,000	38,000
MS-4603W	セラミック 2mL アウター cap:白	500	33,000	38,000
MS-4603X	セラミック 2mL アウター cap:5色	500	33,000	38,000
MS-4603Y	セラミック 2mL アウター cap:黄	500	33,000	38,000
MS-4604B	セラミック 4mL アウター cap:青	300	21,000	24,300
MS-4604G	セラミック 4mL アウター cap:緑	300	21,000	24,300
MS-4604R	セラミック 4mL アウター cap:赤	300	21,000	24,300
MS-4604W	セラミック 4mL アウター cap:白	300	21,000	24,300
MS-4604X	セラミック 4mL アウター cap:5色	300	21,000	24,300
MS-4604Y	セラミック 4mL アウター cap:黄	300	21,000	24,300
MS-4605B	セラミック 5mL アウター cap:青	300	21,000	24,300
MS-4605G	セラミック 5mL アウター cap:緑	300	21,000	24,300
MS-4605R	セラミック 5mL アウター cap:赤	300	21,000	24,300
MS-4605W	セラミック 5mL アウター cap:白	300	21,000	24,300
MS-4605X	セラミック 5mL アウター cap:5色	300	21,000	24,300
MS-4605Y	セラミック 5mL アウター cap:黄	300	21,000	24,300
MS-4701B	セラミック 0.5mL cap:青	500	33,000	38,000
MS-4701G	セラミック 0.5mL cap:緑	500	33,000	38,000
MS-4701R	セラミック 0.5mL cap:赤	500	33,000	38,000
MS-4701W	セラミック 0.5mL cap:白	500	33,000	38,000
MS-4701X	セラミック 0.5mL cap:5色	500	33,000	38,000
MS-4701Y	セラミック 0.5mL cap:黄	500	33,000	38,000
MS-4702B	セラミック 1.5mL cap:青	500	33,000	38,000

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4702G	スリムチューブ 0.5mL cap:緑	500	33,000	38,000
MS-4702R	スリムチューブ 0.5mL cap:赤	500	33,000	38,000
MS-4702W	スリムチューブ 0.5mL cap:白	500	33,000	38,000
MS-4702X	スリムチューブ 0.5mL cap:5色	500	33,000	38,000
MS-4702Y	スリムチューブ 0.5mL cap:黄	500	33,000	38,000
MS-52150	ブローチーフ SS 遠沈管 15mL R	100	27,000	31,100
MS-52550	ブローチーフ SS 遠沈管 50mL R	100	27,000	31,100
MS-56150	遠沈管 15mL 5本包装	400	24,400	28,000
MS-56151	遠沈管 15mL 25本包装	400	24,400	28,000
MS-56225	ボトル 225mL	48	17,760	20,640
MS-56500	遠沈管 50mL 5本包装	300	23,400	27,000
MS-56501	遠沈管 50mL 25本包装	300	23,400	27,000
MS-57150	TPX 遠沈管 15mL	400	39,200	45,200
MS-57500	TPX 遠沈管 50mL	300	34,500	39,600
MS-58500	スナップエッジ 50mL	120	12,000	13,800
MS-62800	試薬リザーバ-	50	7,500	8,650
MS-62801	試薬リザーバ- R	30	6,000	6,900
MS-62803	試薬リザーバ- R 3重包装	30	12,000	13,800
MS-65020	アスピレーションヘッド 円筒タイプ	200	33,000	38,000
MS-65022	アスピレーションヘッド	250	41,250	47,500
MS-66020	ピペット 2mL	200	23,400	27,000
MS-66050	ピペット 5mL	200	18,400	21,200
MS-66052	ピペット 5mL ショートタイプ	200	18,400	21,200
MS-66100	ピペット 10mL	200	19,200	22,200
MS-66102	ピペット 10mL ショートタイプ	200	19,200	22,200
MS-66250	ピペット 25mL	200	27,000	31,000
MS-66252	ピペット 25mL ショートタイプ	200	27,000	31,000
MS-66500	ピペット 50mL	100	32,400	37,300
MS-80060	接着細胞培養プレート 6F 独立ウェルタイプ	50	19,150	22,000
MS-8006R	浮遊細胞培養プレート 6F 独立ウェルタイプ	50	19,150	22,000
MS-80120	接着細胞培養プレート 12F 独立ウェルタイプ	50	20,500	23,600
MS-8012R	浮遊細胞培養プレート 12F 独立ウェルタイプ	50	20,500	23,600
MS-80240	接着細胞培養プレート 24F 独立ウェルタイプ	50	23,650	27,200
MS-8024R	浮遊細胞培養プレート 24F 独立ウェルタイプ	50	23,650	27,200
MS-80480	接着細胞培養プレート 48F 独立ウェルタイプ	50	25,200	29,000
MS-8048R	浮遊細胞培養プレート 48F 独立ウェルタイプ	50	25,200	29,000
MS-8096F	接着細胞培養プレート 96F 独立ウェルタイプ	60	25,200	29,100

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-8096K	接着細胞培養蛍光測定プレート96F 黒色	50	31,500	36,200
MS-8096R	浮遊細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ	60	25,200	29,100
MS-8096W	接着細胞培養発光測定プレート96F 白色	50	31,500	36,200
MS-8196F5	接着細胞培養プレート96F 独立ウェルタイプ 5枚包装	50	21,000	24,100
MS-82962R	プロトタイプ SS ティープレート96V R	15	52,500	60,600
MS-8296F	プロトタイプ SS プレート96F	50	36,250	41,700
MS-8296K	プロトタイプ SS プレート96 黒色	50	46,750	53,800
MS-8296V	プロトタイプ SS プレート96V	20	22,000	25,400
MS-8408P	ELISA 用プレート8F PS	50	39,000	44,800
MS-8496F	ELISA 用プレート96F S	100	22,000	25,300
MS-8496K	蛍光測定プレート96F S 黒色	100	40,000	46,000
MS-8496W	発光測定プレート96F S 白色	100	40,000	46,000
MS-8508M	ELISA 用プレート8F MH	50	41,000	47,100
MS-8596F	ELISA プレート96F H	50	17,500	20,100
MS-8596K	蛍光測定プレート96F H 黒色	50	30,000	34,500
MS-8608F	ELISA 用プレート8F A	50	75,000	86,500
MS-8696F	ELISA プレート96F A	50	33,500	38,500
MS-8708F	ELISA 用プレート8F C	50	42,500	49,000
MS-8796F	ELISA プレート96F C	50	30,500	35,100
MS-8896F	ELISA プレート96F H 検定書付	50	17,500	20,100
MS-90150	ステムル 遠沈管 15mL	100	29,000	33,400
MS-90240	PrimeSurface プレート24F	10	12,000	13,800
MS-90350	PrimeSurface シェル35	50	9,000	10,300
MS-90600	PrimeSurface シェル60	120	48,000	55,200
MS-90900	PrimeSurface シェル90	50	37,500	43,100
MS-9096M	PrimeSurface プレート96M	20	40,000	46,000
MS-9096S	PrimeSurface スリットウェルプレート96S	20	90,000	103,500
MS-9096U	PrimeSurface プレート96U	20	30,000	34,600
MS-9096V	PrimeSurface プレート96V	20	50,000	57,600
MS-9096W	PrimeSurface プレート96U 白色	20	40,000	46,000
MS-92132	スミオンセルテック LF1	240	28,800	33,600
MS-92302	スミオンセルテック LF2	100	20,000	24,000
MS-93100	セルスクレーパー - S プレート 10mm	100	29,400	33,800
MS-93101	セルスクレーパー - S プレート 10mm 先端固定タイプ	100	29,400	33,800
MS-93170	セルスクレーパー - M プレート 17mm	100	31,500	36,300
MS-93300	セルスクレーパー - L プレート 30mm	100	42,000	48,300
MS-9384U	PrimeSurface プレート384U	20	50,000	57,600

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-9384W	PrimeSurface プレート 384U 白色	20	62,500	71,800
MS-10150S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養シャーレ 150	24	21,000	24,240
MS-1015RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養シャーレ 150	24	21,000	24,240
MS-10350S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養シャーレ 35 ツバ付	100	20,000	23,000
MS-10600S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養シャーレ 60	60	16,800	19,320
MS-1135RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養シャーレ 35	100	20,000	23,000
MS-1160RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養シャーレ 60	60	16,800	19,320
MS-13900S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養シャーレ 90	60	28,800	33,120
MS-1390RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養シャーレ 90	60	28,800	33,120
MS-23050S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養フラスコ 25 フィルターキャップ	180	68,400	78,660
MS-2305RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養フラスコ 25 フィルターキャップ	180	68,400	78,660
MS-23250S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養フラスコ 75 フィルターキャップ	30	25,200	28,980
MS-2325RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養フラスコ 75 フィルターキャップ	30	25,200	28,980
MS-23600S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養フラスコ 150 フィルターキャップ	16	27,040	31,040
MS-2360RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養フラスコ 150 フィルターキャップ	16	27,040	31,040
MS-23800S	スミンスーパーケリティ 接着細胞培養フラスコ 225 フィルターキャップ	12	22,200	25,560
MS-2380RS	スミンスーパーケリティ 浮遊細胞培養フラスコ 225 フィルターキャップ	12	22,200	25,560
MS-4601WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 1mL アウター 靑白 自立型	150	19,500	22,500
MS-4603WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 2mL アウター 靑白 自立型	150	19,500	22,500
MS-4604WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 4mL アウター 靑白 自立型	150	21,000	24,300
MS-4605WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 5mL アウター 靑白 自立型	150	21,000	24,300
MS-4701WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 0.5mL 靑白 自立型	150	19,500	22,500
MS-4702WS	スミンスーパーケリティ セラムチューブ 1.5mL 靑白 自立型	150	19,500	22,500
MS-56150S	スミンスーパーケリティ 遠沈管 15mL	240	36,000	41,520
MS-56225S	スミンスーパーケリティ ホトル 225mL	48	36,000	41,280
MS-56500S	スミンスーパーケリティ 遠沈管 50mL	150	28,500	33,000
MS-58500S	スミンスーパーケリティ スナッフコニカル 50mL	60	18,000	20,700
MS-65020S	スミンスーパーケリティ アスピレーションピペット ロングタイプ	100	21,000	24,200
MS-65022S	スミンスーパーケリティ アスピレーションピペット	250	52,500	60,500
MS-66020S	スミンスーパーケリティ ピペット 2mL	100	19,000	21,900
MS-66050S	スミンスーパーケリティ ピペット 5mL	100	21,000	24,200
MS-66052S	スミンスーパーケリティ ピペット 5mL ショートタイプ	100	21,000	24,200
MS-66100S	スミンスーパーケリティ ピペット 10mL	100	24,000	27,600
MS-66102S	スミンスーパーケリティ ピペット 10mL ショートタイプ	100	24,000	27,600
MS-66250S	スミンスーパーケリティ ピペット 25mL	100	27,000	31,100
MS-66252S	スミンスーパーケリティ ピペット 25mL ショートタイプ	100	27,000	31,100
MS-66500S	スミンスーパーケリティ ピペット 50mL	100	46,000	52,900

[価格改定対象製品・新参考価格]

※価格は全て税抜きです。

品番	品名	入数 (個/箱)	旧参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-80060S	スミونسパークオリティ 接着細胞培養プレート 6F	40	30,400	34,960
MS-8006RS	スミونسパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 6F	40	30,400	34,960
MS-80120S	スミونسパークオリティ 接着細胞培養プレート 12F	40	31,200	35,880
MS-8012RS	スミونسパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 12F	40	31,200	35,880
MS-80240S	スミونسパークオリティ 接着細胞培養プレート 24F	40	32,000	36,800
MS-8024RS	スミونسパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 24F	40	32,000	36,800
MS-80480S	スミونسパークオリティ 接着細胞培養プレート 48F	40	32,800	37,720
MS-8048RS	スミونسパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 48F	40	32,800	37,720
MS-8096FS	スミونسパークオリティ 接着細胞培養プレート 96F	56	47,600	54,880
MS-8096RS	スミونسパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 96F	56	47,600	54,880
MS-93100S	スミونسパークオリティ スレーパース プレート 10mm	50	20,000	23,000
MS-93101S	スミونسパークオリティ スレーパース プレート 10mm 先端固定タイプ	50	20,000	23,000
MS-93170S	スミونسパークオリティ スレーパース M プレート 17mm	50	25,000	29,000
MS-93300S	スミونسパークオリティ スレーパース L プレート 30mm	50	30,000	34,500

<本件に関するお問い合わせ先>

住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

【東日本】TEL：03-5462-4831 FAX：03-5462-4835

【西日本】TEL：06-7669-0031 FAX：06-7223-8691

E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

このリリースに関するお問い合わせは
コーポレート・コミュニケーション部
広報担当まで

〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目5-8
天王洲パークサイドビル

TEL (03) 5462-4818
Fax (03) 5462-4873
Website <https://www.sumibe.co.jp>