

お客様 各位

S バ－135－187

2026 年 1 月 6 日

東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号

電話：03-5462-4831

 **住友ベークライト株式会社**

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

SUMILON®製品の価格改定（値上げ）のお知らせ

拝啓

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

SUMILON®製品におきましては、昨今の物価上昇、および輸送費、人件費などが増加する中で徹底したコスト削減に努めてまいりましたが、自助努力だけでは現行価格の維持が困難な状況となりました。

このような状況下において、自社でのコスト負担は限界に達しており、今後の製品の安定供給を継続する上で、価格改定は避けられないと判断するに至り、製品価格を下記の通り改定させていただきますことになりました。

何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品及び新価格

SUMILON 器材全般、別紙対象製品リストをご参照ください。

2. 実施時期

2026 年 4 月 1 日（水）の弊社受注分より新価格を適用させていただきます。

（現行価格での受注最終締め切りは 2026 年 3 月 30 日（月）13:00 までと致します。

なお 2026 年 3 月 31 日はシステム変更のため出荷停止とさせていただきます。）

《お問い合わせ先》

住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

【東日本】Tel:03-5462-4831 Fax: 03-5462-4835

【西日本】Tel:06-7669-0031 Fax: 06-7223-8691

E-mail: s-bio_inquiry@ml.sumibe.co.jp

以上

[対象製品]

※価格は全て税抜きです。

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MC-30950	細菌培養用シャーレ	500	25,000	27,500
ML-1120T	ペルオキシダーゼ用発色キット T	1	9,000	9,900
MS-10150	接着細胞培養シャーレ 1 5 0	100	52,000	57,200
MS-10150S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ 1 5 0	24	24,240	27,000
MS-1015R	浮遊細胞培養シャーレ 1 5 0	100	52,000	57,200
MS-1015RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ 1 5 0	24	24,240	27,000
MS-10350	接着細胞培養シャーレ 3 5 ツバ付	500	42,000	46,500
MS-10350S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ 3 5 ツバ付	100	23,000	25,300
MS-10600	接着細胞培養シャーレ 6 0	500	65,000	71,500
MS-10600S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ 6 0	60	19,320	21,300
MS-11350	接着細胞培養シャーレ 3 5	500	34,500	38,000
MS-1135R	浮遊細胞培養シャーレ 3 5	500	34,500	38,000
MS-1135RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ 3 5	100	23,000	25,300
MS-11600	接着細胞培養シャーレ 6 0	500	38,500	42,400
MS-1160R	浮遊細胞培養シャーレ 6 0	500	38,500	42,400
MS-1160RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ 6 0	60	19,320	21,300
MS-11900	接着細胞培養シャーレ 9 0 浅型	108	21,600	24,300
MS-12400	接着細胞培養セルトレイ	15	25,920	28,800
MS-12450	浮遊細胞培養バイオトレイ	15	18,900	21,000
MS-13900	接着細胞培養シャーレ 9 0 深型	90	16,200	18,000
MS-13900S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ 9 0 深型	60	33,120	36,600
MS-1390R	浮遊培養シャーレ 9 0 深型	90	16,200	18,000
MS-1390RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ 9 0 深型	60	33,120	36,600
MS-20600	接着細胞培養フラスコ 1 5 0	30	26,100	28,800
MS-2060R	浮遊細胞培養フラスコ 1 5 0	30	26,100	28,800
MS-21050	接着細胞培養フラスコ 2 5	200	44,600	49,200
MS-2105R	浮遊細胞培養フラスコ 2 5	200	44,600	49,200
MS-21250	接着細胞培養フラスコ 7 5	60	21,600	24,000
MS-2125R	浮遊細胞培養フラスコ 7 5	60	21,600	24,000
MS-21800	接着細胞培養フラスコ 2 2 5	18	17,100	18,900
MS-2180R	浮遊細胞培養フラスコ 2 2 5	18	17,100	18,900
MS-23050	接着細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ	200	59,800	65,800
MS-23050S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ	180	78,660	87,300
MS-2305R	浮遊細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ	200	59,800	65,800
MS-2305RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ 2 5 フィルターキャップ	180	78,660	87,300
MS-23250	接着細胞培養フラスコ 7 5 フィルターキャップ	60	27,300	30,300
MS-23250S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ 7 5 フィルターキャップ	30	28,980	32,100
MS-2325R	浮遊細胞培養フラスコ 7 5 フィルターキャップ	60	27,300	30,300

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-2325RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養フラスコ7 5 フィルターキャップ	30	28,980	32,100
MS-23600	接着細胞培養フラスコ1 5 0 フィルターキャップ	30	28,800	31,800
MS-23600S	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養フラスコ1 5 0 フィルターキャップ	16	31,040	34,200
MS-2360R	浮遊細胞培養フラスコ1 5 0 フィルターキャップ	30	28,800	31,800
MS-2360RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ1 5 0 フィルターキャップ	16	31,040	34,200
MS-23800	接着細胞培養フラスコ2 2 5 フィルターキャップ	18	18,900	21,600
MS-23800S	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養フラスコ2 2 5 フィルターキャップ	12	25,560	28,200
MS-2380R	浮遊細胞培養フラスコ2 2 5 フィルターキャップ	18	18,900	21,600
MS-2380RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養フラスコ2 2 5 フィルターキャップ	12	25,560	28,200
MS-28500	接着細胞培養ピールオフ培養容器5 1 2	8	55,200	60,800
MS-30010	プレートシール	200	15,000	16,600
MS-30011	プレートシール低粘着	200	15,000	16,600
MS-30020	プレートシールR	200	18,400	20,400
MS-3096F	接着細胞培養プレート9 6 F	60	31,800	35,100
MS-3096U	接着細胞培養プレート9 6 U	60	31,200	34,500
MS-309UR	浮遊細胞培養プレート9 6 U	60	31,200	34,500
MS-31505	細菌培養シャーレ1 5 0	100	20,700	22,800
MS-3296U	プロテオセーブSS プレート9 6 U	50	41,700	45,900
MS-3380W	凝集検査板	500	32,500	36,000
MS-33900	変異原性試験用シャーレ9 0 浅型	400	23,200	25,600
MS-33902	細菌培養シャーレ9 0 深型	300	17,400	19,200
MS-3396M	M I C試験用プレート9 6 U	200	46,000	50,600
MS-3396P	P Pプレート9 6 V	100	34,500	38,000
MS-4201X	プロテオセーブSS スリムチューブ0. 5mL	500	63,500	70,000
MS-4202X	プロテオセーブSS スリムチューブ1. 5mL	500	63,500	70,000
MS-4205M	プロテオセーブSS マイクロチューブ0. 5mL	500	23,000	25,500
MS-4215M	プロテオセーブSS マイクロチューブ1. 5mL	500	20,000	22,000
MS-4220M	プロテオセーブSS マイクロチューブ2. 0mL	500	26,000	29,000
MS-4255M	プロテオセーブSS マイクロチューブ0. 5mL R	500	26,000	29,000
MS-4265M	プロテオセーブSS マイクロチューブ1. 5mL R	500	23,000	25,500
MS-4270M	プロテオセーブSS マイクロチューブ2. 0mL R	500	29,000	32,000
MS-4501B	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 青 自立型	500	36,500	40,500
MS-4501G	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 緑 自立型	500	36,500	40,500
MS-4501R	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 赤 自立型	500	36,500	40,500
MS-4501W	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 白 自立型	500	36,500	40,500
MS-4501X	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 5色 自立型	500	36,500	40,500
MS-4501Y	セラムチューブ1. 2mL インナーCap : 黄 自立型	500	36,500	40,500
MS-4502B	セラムチューブ2mL インナーCap : 青 丸底型	500	36,500	40,500

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4502G	セラムチューブ 2mL インナーCap : 緑 丸底型	500	36,500	40,500
MS-4502R	セラムチューブ 2mL インナーCap : 赤 丸底型	500	36,500	40,500
MS-4502W	セラムチューブ 2mL インナーCap : 白 丸底型	500	36,500	40,500
MS-4502X	セラムチューブ 2mL インナーCap : 5色 丸底型	500	36,500	40,500
MS-4502Y	セラムチューブ 2mL インナーCap : 黄 丸底型	500	36,500	40,500
MS-4503B	セラムチューブ 2mL インナーCap : 青 自立型	500	38,000	42,000
MS-4503G	セラムチューブ 2mL インナーCap : 緑 自立型	500	38,000	42,000
MS-4503R	セラムチューブ 2mL インナーCap : 赤 自立型	500	38,000	42,000
MS-4503W	セラムチューブ 2mL インナーCap : 白 自立型	500	38,000	42,000
MS-4503X	セラムチューブ 2mL インナーCap : 5色 自立型	500	38,000	42,000
MS-4503Y	セラムチューブ 2mL インナーCap : 黄 自立型	500	38,000	42,000
MS-4504B	セラムチューブ 4mL インナーCap : 青 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4504G	セラムチューブ 4mL インナーCap : 緑 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4504R	セラムチューブ 4mL インナーCap : 赤 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4504W	セラムチューブ 4mL インナーCap : 白 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4504X	セラムチューブ 4mL インナーCap : 5色 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4504Y	セラムチューブ 4mL インナーCap : 黄 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505B	セラムチューブ 5mL インナーCap : 青 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505G	セラムチューブ 5mL インナーCap : 緑 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505R	セラムチューブ 5mL インナーCap : 赤 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505W	セラムチューブ 5mL インナーCap : 白 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505X	セラムチューブ 5mL インナーCap : 5色 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4505Y	セラムチューブ 5mL インナーCap : 黄 丸底型	300	23,700	26,100
MS-4601B	セラムチューブ 1mL アウターCap : 青 自立型	500	38,000	42,000
MS-4601G	セラムチューブ 1mL アウターCap : 緑 自立型	500	38,000	42,000
MS-4601R	セラムチューブ 1mL アウターCap : 赤 自立型	500	38,000	42,000
MS-4601W	セラムチューブ 1mL アウターCap : 白 自立型	500	38,000	42,000
MS-4601WS	スミロンスパークオリティ セラムチューブ 1mL アウターCap : 白 自立型	150	22,500	24,900
MS-4601X	セラムチューブ 1mL アウターCap : 5色 自立型	500	38,000	42,000
MS-4601Y	セラムチューブ 1mL アウターCap : 黄 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603B	セラムチューブ 2mL アウターCap : 青 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603G	セラムチューブ 2mL アウターCap : 緑 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603R	セラムチューブ 2mL アウターCap : 赤 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603W	セラムチューブ 2mL アウターCap : 白 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603WS	スミロンスパークオリティ セラムチューブ 2mL アウターCap : 白 自立型	150	22,500	24,900
MS-4603X	セラムチューブ 2mL アウターCap : 5色 自立型	500	38,000	42,000
MS-4603Y	セラムチューブ 2mL アウターCap : 黄 自立型	500	38,000	42,000
MS-4604B	セラムチューブ 4mL アウターCap : 青 自立型	300	24,300	27,000
MS-4604G	セラムチューブ 4mL アウターCap : 緑 自立型	300	24,300	27,000
MS-4604R	セラムチューブ 4mL アウターCap : 赤 自立型	300	24,300	27,000

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4604W	セラムチューブ4mL アウターCap：白 自立型	300	24,300	27,000
MS-4604WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ4mL アウターCap：白 自立型	150	24,300	27,000
MS-4604X	セラムチューブ4mL アウターCap：5色 自立型	300	24,300	27,000
MS-4604Y	セラムチューブ4mL アウターCap：黄 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605B	セラムチューブ5mL アウターCap：青 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605G	セラムチューブ5mL アウターCap：緑 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605R	セラムチューブ5mL アウターCap：赤 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605W	セラムチューブ5mL アウターCap：白 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ5mL アウターCap：白 自立型	150	24,300	27,000
MS-4605X	セラムチューブ5mL アウターCap：5色 自立型	300	24,300	27,000
MS-4605Y	セラムチューブ5mL アウターCap：黄 自立型	300	24,300	27,000
MS-4701B	スリムチューブ0.5mL アウターCap：青 自立型	500	38,000	42,000
MS-4701G	スリムチューブ0.5mL アウターCap：緑 自立型	500	38,000	42,000
MS-4701R	スリムチューブ0.5mL アウターCap：赤 自立型	500	38,000	42,000
MS-4701W	スリムチューブ0.5mL アウターCap：白 自立型	500	38,000	42,000
MS-4701WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ0.5mL アウターCap：白 自立型	150	22,500	24,900
MS-4701X	スリムチューブ0.5mL アウターCap：5色 自立型	500	38,000	42,000
MS-4701Y	スリムチューブ0.5mL アウターCap：黄 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702B	スリムチューブ1.5mL アウターCap：青 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702G	スリムチューブ1.5mL アウターCap：緑 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702R	スリムチューブ1.5mL アウターCap：赤 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702W	スリムチューブ1.5mL アウターCap：白 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ1.5mL アウターCap：白 自立型	150	22,500	24,900
MS-4702X	スリムチューブ1.5mL アウターCap：5色 自立型	500	38,000	42,000
MS-4702Y	スリムチューブ1.5mL アウターCap：黄 自立型	500	38,000	42,000
MS-52150	プロテオセーブSS 遠沈管15mL	100	31,100	34,300
MS-52550	プロテオセーブSS 遠沈管50mL	100	31,100	34,300
MS-56150	遠沈管15mL（5本包装）	400	28,000	30,800
MS-56150S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管15mL	240	41,520	46,800
MS-56151	遠沈管15mL（25本包装）	400	28,000	30,800
MS-56225	ボトル225mL	48	20,640	22,800
MS-56225S	スミロンスーパークオリティ ボトル225mL	48	41,280	45,600
MS-56500	遠沈管50mL（5本包装）	300	27,000	29,700
MS-56500S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管50mL	150	33,000	36,300
MS-56501	遠沈管50mL（25本包装）	300	27,000	29,700
MS-57150	TPX遠沈管15mL	400	45,200	50,000
MS-57500	TPX遠沈管50mL	300	39,600	43,800
MS-58500	スナップコニカル50mL	120	13,800	15,600
MS-58500S	スミロンスーパークオリティ スナップコニカル50mL	60	20,700	22,800

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-6102B	シリンジ 2 B	100	20,000	22,000
MS-62800	試薬リザーバー	50	8,650	9,600
MS-62801	試薬リザーバー R	30	6,900	7,800
MS-62803	試薬リザーバー R 3重包装	30	13,800	15,300
MS-65020	アスピレーションピペット ロングタイプ	200	38,000	41,800
MS-65020S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット ロングタイプ	100	24,200	26,700
MS-65022	アスピレーションピペット	250	47,500	52,500
MS-65022S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット	250	60,500	67,000
MS-65201	ピュアーチップ 2 0 0 ロングタイプ	960	26,880	33,600
MS-66020	ピペット 2 m L	200	27,000	30,000
MS-66020S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 m L	100	21,900	24,100
MS-66050	ピペット 5 m L	200	21,200	23,400
MS-66050S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 m L	100	24,200	26,700
MS-66052	ピペット 5 m L ショートタイプ	200	21,200	23,400
MS-66052S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 m L ショートタイプ	100	24,200	26,700
MS-66100	ピペット 1 0 m L	200	22,200	24,600
MS-66100S	スミロンスーパークオリティ ピペット 1 0 m L	100	27,600	30,400
MS-66102	ピペット 1 0 m L ショートタイプ	200	22,200	24,600
MS-66102S	スミロンスーパークオリティ ピペット 1 0 m L ショートタイプ	100	27,600	30,400
MS-66250	ピペット 2 5 m L	200	31,000	34,200
MS-66250S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 5 m L	100	31,100	34,300
MS-66252	ピペット 2 5 m L ショートタイプ	200	31,000	34,200
MS-66252S	スミロンスーパークオリティ ピペット 2 5 m L ショートタイプ	100	31,100	34,300
MS-66500	ピペット 5 0 m L	100	37,300	41,100
MS-66500S	スミロンスーパークオリティ ピペット 5 0 m L	100	52,900	58,200
MS-75200	カラーコードチップ	1600	11,200	12,800
MS-75500	セラムチューブラック フタ	100	10,000	11,000
MS-7550G	セラムチューブラック M グリーン	10	6,900	7,600
MS-7550L	セラムチューブラック M グレー	10	6,900	7,600
MS-7550P	セラムチューブラック M ピンク	10	6,900	7,600
MS-75600	セラムチューブラック L グレー	10	12,500	13,800
MS-78000	セラムチューブロックスタンド	5	21,000	23,100
MS-80060	接着細胞培養プレート 6 F	50	22,000	24,200
MS-80060S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート 6 F	40	34,960	38,600
MS-8006R	浮遊細胞培養プレート 6 F	50	22,000	24,200
MS-8006RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 6 F	40	34,960	38,600
MS-80120	接着細胞培養プレート 1 2 F	50	23,600	26,000
MS-80120S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート 1 2 F	40	35,880	39,600
MS-8012R	浮遊細胞培養プレート 1 2 F	50	23,600	26,000
MS-8012RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート 1 2 F	40	35,880	39,600
MS-80240	接着細胞培養プレート 2 4 F	50	27,200	30,000

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-80240S	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養プレート24F	40	36,800	40,600
MS-8024R	浮遊細胞培養プレート24F	50	27,200	30,000
MS-8024RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養プレート24F	40	36,800	40,600
MS-80480	接着細胞培養プレート48F	50	29,000	31,900
MS-80480S	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養プレート48F	40	37,720	41,600
MS-8048R	浮遊細胞培養プレート48F	50	29,000	31,900
MS-8048RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養プレート48F	40	37,720	41,600
MS-8096F	接着細胞培養プレート96F	60	29,100	32,100
MS-8096FS	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養プレート96F	56	54,880	61,600
MS-8096K	接着細胞培養プレート96F 蛍光測定用黒色	50	36,200	39,900
MS-8096R	浮遊細胞培養プレート96F	60	29,100	32,100
MS-8096RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養プレート96F	56	54,880	61,600
MS-8096W	接着細胞培養プレート96F 発光測定用白色	50	36,200	39,900
MS-8196F5	接着細胞培養プレート96F (5枚包装)	50	24,100	26,600
MS-82962R	プロテオセーブSS ディープウェルプレート96V	15	60,600	66,900
MS-8296F	プロテオセーブSS プレート96F	50	41,700	45,900
MS-8296K	プロテオセーブSS プレート96F 黒色	50	53,800	59,200
MS-8296V	プロテオセーブSS プレート96V	20	25,400	28,000
MS-8408P	ELISA セパプレート8F S	50	44,800	49,300
MS-8496F	ELISA プレート96F S	100	25,300	27,900
MS-8496K	ELISA プレート96F S 黒色	100	46,000	50,600
MS-8496W	ELISA プレート96F S 白色	100	46,000	50,600
MS-8508M	ELISA セパプレート8F H	50	47,100	51,900
MS-8596F	ELISA プレート96F H	50	20,100	22,200
MS-8596K	ELISA プレート96F H 黒色	50	34,500	38,000
MS-8608F	ELISA セパプレート8F A	50	86,500	95,200
MS-8696F	ELISA プレート96F A	50	38,500	42,400
MS-8708F	ELISA セパプレート8F C	50	49,000	53,900
MS-8796F	ELISA プレート96F C	50	35,100	38,700
MS-8896F	ELISA プレート96F H (検定書付)	50	20,100	22,200
MS-89961	プレート96F用フタ R	100	14,000	15,400
MS-90150	ステムフル遠沈管15mL	100	33,400	36,800
MS-90240	PrimeSurface プレート24F	10	13,800	15,200
MS-90350	PrimeSurface シャーレ35	50	10,300	11,400
MS-90600	PrimeSurface シャーレ60	120	55,200	61,200
MS-90900	PrimeSurface シャーレ90	50	43,100	47,500
MS-9096M	PrimeSurface プレート96M	20	46,000	50,600
MS-9096S	PrimeSurface スリットウェルプレート96S	20	103,500	113,900
MS-9096U	PrimeSurface プレート96U	20	34,600	38,100
MS-9096V	PrimeSurface プレート96V	20	57,600	63,400
MS-9096W	PrimeSurface プレート96U 白色	20	46,000	50,600

品 番	品 名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-92132	スミロンセルデスクL F 1 接着細胞培養用	240	33,600	37,200
MS-92302	スミロンセルデスクL F 2 接着細胞培養用	100	24,000	26,400
MS-93100	セルスクレーパー S	100	33,800	37,200
MS-93100S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパー S	50	23,000	25,300
MS-93101	セルスクレーパー S セルスクレーパー S 先端固定タイプ	100	33,800	37,200
MS-93101S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパー S 先端固定タイプ	50	23,000	25,300
MS-93170	セルスクレーパー M	100	36,300	40,000
MS-93170S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパー M	50	29,000	31,900
MS-93300	セルスクレーパー L	100	48,300	53,200
MS-93300S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパー L	50	34,500	38,000
MS-9384U	Prime Surface プレート384U	20	57,600	63,400
MS-9384W	Prime Surface プレート384U 白色	20	71,800	79,000
MS-99150	セラムチューブボックス L H	20	17,600	19,400
MS-99160	セラムチューブボックス L L	20	16,200	17,900
MS-99170	セラムチューブボックス M	20	15,800	17,400