

お客様 各位

Sバー136-68

2026年6月吉日

東京都品川区東品川2丁目5番8号

電話：03-5462-4831

 住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

## 「SUMILON<sup>®</sup>製品」価格改定のお知らせ

拝啓

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびは、中東情勢の影響に伴う在庫状況、納期遅延および値上げに関するお知らせをさせていただきます。

現在、世界的な中東情勢の影響により、弊社が取り扱う製品の需要が急激に高まり、多くのお客様よりご注文をいただいております。このため、一部商品の在庫状況が逼迫しており、商品によっては納期の遅延や、ご希望の数量を十分に供給できない状況が続いております。お客様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。

加えて、近年続く世界的な資源価格の高騰に加え、昨今の中東情勢の影響により、原材料費や副資材費、また輸送費が急激に上昇しております。このような状況下におきまして、自社でのコスト負担は限界に達しており、今後の製品の安定供給を継続する上で、価格改定は避けられないと判断するに至り、製品価格を下記の通り改定させていただくことになりました。何卒諸事情ご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品及び新価格

SUMILON<sup>®</sup>器材全般、別紙対象製品リストをご参照ください。

2. 実施時期

2026年8月3日（月）の弊社受注分より新価格を適用させていただきます。

（現行価格での最終ご注文締め切りは2026年7月31日（金）13:00までとさせていただきます。）

《お問い合わせ先》

住友ベークライト株式会社 S-バイオ事業部 マーケティング・営業部

【東日本】Tel:03-5462-4831 Fax: 03-5462-4835

【西日本】Tel:06-7669-0031 Fax: 06-7223-8691

E-mail: s-bio\_inquiry@ml.sumibe.co.jp

以上

## [対象製品]

※価格は全て税抜き価格です

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MC-30950	細菌培養用シャーレ	500	27,500	29,500
ML-1120T	ペルオキシダーゼ用発色キット	1	9,900	10,600
MS-10150	接着細胞培養シャーレ150	100	57,200	61,300
MS-10150S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ150	24	27,000	28,800
MS-1015R	浮遊細胞培養シャーレ150	100	57,200	61,300
MS-1015RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ150	24	27,000	28,800
MS-10350	接着細胞培養シャーレ35 ツバ付	500	46,500	50,000
MS-10350S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ35 ツバ付	100	25,300	27,100
MS-10600	接着細胞培養シャーレ60	500	71,500	77,000
MS-10600S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ60	60	21,300	22,800
MS-11350	接着細胞培養シャーレ35	500	38,000	41,000
MS-1135R	浮遊細胞培養シャーレ35	500	38,000	41,000
MS-1135RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ35	100	25,300	27,100
MS-11600	接着細胞培養シャーレ60	500	42,400	45,500
MS-1160R	浮遊細胞培養シャーレ60	500	42,400	45,500
MS-1160RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ60	60	21,300	22,800
MS-11900	接着細胞培養シャーレ90 浅型	108	24,300	27,000
MS-12400	接着細胞培養セルトレイ	15	28,800	30,900
MS-12450	浮遊細胞培養バイオトレイ	15	21,000	22,500
MS-13900	接着細胞培養シャーレ90 深型	90	18,000	19,800
MS-13900S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養シャーレ90 深型	60	36,600	39,000
MS-1390R	浮遊培養シャーレ90 深型	90	18,000	19,800
MS-1390RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養シャーレ90 深型	60	36,600	39,000
MS-20600	接着細胞培養フラスコ150	30	28,800	30,900
MS-2060R	浮遊細胞培養フラスコ150	30	28,800	30,900
MS-21050	接着細胞培養フラスコ25	200	49,200	52,800
MS-2105R	浮遊細胞培養フラスコ25	200	49,200	52,800
MS-21250	接着細胞培養フラスコ75	60	24,000	25,800
MS-2125R	浮遊細胞培養フラスコ75	60	24,000	25,800
MS-21800	接着細胞培養フラスコ225	18	18,900	20,700
MS-2180R	浮遊細胞培養フラスコ225	18	18,900	20,700
MS-23050	接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ	200	65,800	70,600
MS-23050S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ	180	87,300	93,600
MS-2305R	浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ	200	65,800	70,600
MS-2305RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ25 フィルターキャップ	180	87,300	93,600
MS-23250	接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ	60	30,300	32,400
MS-23250S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ	30	32,100	34,500
MS-2325R	浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ	60	30,300	32,400
MS-2325RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養フラスコ75 フィルターキャップ	30	32,100	34,500
MS-23600	接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ	30	31,800	34,200
MS-23600S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ	16	34,200	36,800
MS-2360R	浮遊細胞培養フラスコ150 フィルターキャップ	30	31,800	34,200
MS-2360RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養用フラスコ150 フィルターキャップ	16	34,200	36,800

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-23800	接着細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ	18	21,600	23,400
MS-23800S	スミロンスーパーオリティ 接着細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ	12	28,200	30,000
MS-2380R	浮遊細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ	18	21,600	23,400
MS-2380RS	スミロンスーパーオリティ 浮遊細胞培養フラスコ225 フィルターキャップ	12	28,200	30,000
MS-28500	接着細胞培養ピールオフ培養容器512	8	60,800	65,600
MS-30010	プレートシール	200	16,600	17,800
MS-30011	プレートシール 低粘着	200	16,600	17,800
MS-30020	プレートシール(滅菌済)	200	20,400	22,000
MS-3096F	接着細胞培養プレート96F	60	35,100	37,800
MS-3096U	接着細胞培養プレート96U	60	34,500	37,800
MS-309UR	浮遊細胞培養プレート96U	60	34,500	37,200
MS-31505	細菌培養シャーレ150	100	22,800	24,400
MS-3296U	プロテオセーブSS プレート96U	50	45,900	49,000
MS-3380W	凝集検査板	500	36,000	39,000
MS-33900	変異原性試験用シャーレ90 浅型	400	25,600	27,600
MS-33902	細菌培養シャーレ90 深型	300	19,200	20,700
MS-3396M	MIC試験用プレート96U	200	50,600	54,200
MS-3396P	PPプレート96V	100	38,000	40,700
MS-4201X	プロテオセーブSS スリムチューブ0.5mL	500	70,000	75,000
MS-4202X	プロテオセーブSS スリムチューブ1.5mL	500	70,000	76,500
MS-4205M	プロテオセーブSS マイクロチューブ0.5mL	500	25,500	25,000
MS-4215M	プロテオセーブSS マイクロチューブ1.5mL	500	22,000	26,000
MS-4220M	プロテオセーブSS マイクロチューブ2.0mL	500	29,000	32,000
MS-4255M	プロテオセーブSS マイクロチューブ0.5mL(滅菌済)	500	29,000	25,000
MS-4265M	プロテオセーブSS マイクロチューブ1.5mL(滅菌済)	500	25,500	26,000
MS-4270M	プロテオセーブSS マイクロチューブ2.0mL(滅菌済)	500	32,000	32,000
MS-4501B	セラムチューブ1.2mL インナーCap:青 自立型	500	40,500	43,500
MS-4501G	セラムチューブ1.2mL インナーCap:緑 自立型	500	40,500	43,500
MS-4501R	セラムチューブ1.2mL インナーCap:赤 自立型	500	40,500	43,500
MS-4501W	セラムチューブ1.2mL インナーCap:白 自立型	500	40,500	43,500
MS-4501X	セラムチューブ1.2mL インナーCap:5色 自立型	500	40,500	43,500
MS-4501Y	セラムチューブ1.2mL インナーCap:黄 自立型	500	40,500	43,500
MS-4502B	セラムチューブ2mL インナーCap:青 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4502G	セラムチューブ2mL インナーCap:緑 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4502R	セラムチューブ2mL インナーCap:赤 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4502W	セラムチューブ2mL インナーCap:白 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4502X	セラムチューブ2mL インナーCap:5色 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4502Y	セラムチューブ2mL インナーCap:黄 丸底型	500	40,500	44,500
MS-4503B	セラムチューブ2mL インナーCap:青 自立型	500	42,000	44,500
MS-4503G	セラムチューブ2mL インナーCap:緑 自立型	500	42,000	44,500
MS-4503R	セラムチューブ2mL インナーCap:赤 自立型	500	42,000	44,500
MS-4503W	セラムチューブ2mL インナーCap:白 自立型	500	42,000	44,500
MS-4503X	セラムチューブ2mL インナーCap:5色 自立型	500	42,000	44,500
MS-4503Y	セラムチューブ2mL インナーCap:黄 自立型	500	42,000	44,500

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4504B	セラムチューブ4mL インナーCap:青 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4504G	セラムチューブ4mL インナーCap:緑 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4504R	セラムチューブ4mL インナーCap:赤 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4504W	セラムチューブ4mL インナーCap:白 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4504X	セラムチューブ4mL インナーCap:5色 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4504Y	セラムチューブ4mL インナーCap:黄 丸底型	300	26,100	27,900
MS-4505B	セラムチューブ5mL インナーCap:青 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4505G	セラムチューブ5mL インナーCap:緑 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4505R	セラムチューブ5mL インナーCap:赤 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4505W	セラムチューブ5mL インナーCap:白 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4505X	セラムチューブ5mL インナーCap:5色 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4505Y	セラムチューブ5mL インナーCap:黄 丸底型	300	26,100	28,500
MS-4601B	セラムチューブ1mL アウターCap:青 自立型	500	42,000	43,500
MS-4601G	セラムチューブ1mL アウターCap:緑 自立型	500	42,000	43,500
MS-4601R	セラムチューブ1mL アウターCap:赤 自立型	500	42,000	43,500
MS-4601W	セラムチューブ1mL アウターCap:白 自立型	500	42,000	43,500
MS-4601WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ1mL アウターCap:白 自立型	150	24,900	26,700
MS-4601X	セラムチューブ1mL アウターCap:5色 自立型	500	42,000	43,500
MS-4601Y	セラムチューブ1mL アウターCap:黄 自立型	500	42,000	43,500
MS-4603B	セラムチューブ2mL アウターCap:青 自立型	500	42,000	44,500
MS-4603G	セラムチューブ2mL アウターCap:緑 自立型	500	42,000	44,500
MS-4603R	セラムチューブ2mL アウターCap:赤 自立型	500	42,000	44,500
MS-4603W	セラムチューブ2mL アウターCap:白 自立型	500	42,000	44,500
MS-4603WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ2mL アウターCap:白 自立型	150	24,900	27,000
MS-4603X	セラムチューブ2mL アウターCap:5色 自立型	500	42,000	44,500
MS-4603Y	セラムチューブ2mL アウターCap:黄 自立型	500	42,000	44,500
MS-4604B	セラムチューブ4mL アウターCap:青 自立型	300	27,000	27,900
MS-4604G	セラムチューブ4mL アウターCap:緑 自立型	300	27,000	27,900
MS-4604R	セラムチューブ4mL アウターCap:赤 自立型	300	27,000	27,900
MS-4604W	セラムチューブ4mL アウターCap:白 自立型	300	27,000	27,900
MS-4604WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ4mL アウターCap:白 自立型	150	27,000	28,500
MS-4604X	セラムチューブ4mL アウターCap:5色 自立型	300	27,000	27,900
MS-4604Y	セラムチューブ4mL アウターCap:黄 自立型	300	27,000	27,900
MS-4605B	セラムチューブ5mL アウターCap:青 自立型	300	27,000	28,500
MS-4605G	セラムチューブ5mL アウターCap:緑 自立型	300	27,000	28,500
MS-4605R	セラムチューブ5mL アウターCap:赤 自立型	300	27,000	28,500
MS-4605W	セラムチューブ5mL アウターCap:白 自立型	300	27,000	28,500
MS-4605WS	スミロンスーパークオリティ セラムチューブ5mL アウターCap:白 自立型	150	27,000	30,000
MS-4605X	セラムチューブ5mL アウターCap:5色 自立型	300	27,000	28,500
MS-4605Y	セラムチューブ5mL アウターCap:黄 自立型	300	27,000	28,500
MS-4701B	スリムチューブ0.5mL アウターCap:青 自立型	500	42,000	45,000
MS-4701G	スリムチューブ0.5mL アウターCap:緑 自立型	500	42,000	45,000
MS-4701R	スリムチューブ0.5mL アウターCap:赤 自立型	500	42,000	45,000
MS-4701W	スリムチューブ0.5mL アウターCap:白 自立型	500	42,000	45,000

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-4701WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ0.5mL アウターCap:白 自立型	150	24,900	26,700
MS-4701X	スリムチューブ0.5mL アウターCap:5色 自立型	500	42,000	45,000
MS-4701Y	スリムチューブ0.5mL アウターCap:黄 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702B	スリムチューブ1.5mL アウターCap:青 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702G	スリムチューブ1.5mL アウターCap:緑 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702R	スリムチューブ1.5mL アウターCap:赤 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702W	スリムチューブ1.5mL アウターCap:白 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702WS	スミロンスーパークオリティ スリムチューブ1.5mL アウターCap:白 自立型	150	24,900	27,000
MS-4702X	スリムチューブ1.5mL アウターCap:5色 自立型	500	42,000	45,000
MS-4702Y	スリムチューブ1.5mL アウターCap:黄 自立型	500	42,000	45,000
MS-52150	プロテオセーブSS 遠沈管15mL	100	34,300	36,000
MS-52550	プロテオセーブSS 遠沈管50mL	100	34,300	38,000
MS-56150	遠沈管15mL(5本包装)	400	30,800	33,200
MS-56150S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管15mL	240	46,800	50,400
MS-56151	遠沈管15mL(25本包装)	400	30,800	33,200
MS-56225	ボトル225mL	48	22,800	24,000
MS-56225S	スミロンスーパークオリティ ボトル225mL	48	45,600	50,400
MS-56500	遠沈管50mL(5本包装)	300	29,700	31,800
MS-56500S	スミロンスーパークオリティ 遠沈管50mL	150	36,300	39,000
MS-56501	遠沈管50mL(25本包装)	300	29,700	31,800
MS-57150	TPX遠沈管15mL	400	50,000	53,600
MS-57500	TPX遠沈管50mL	300	43,800	47,100
MS-58500	スナップコニカル50mL	120	15,600	16,800
MS-58500S	スミロンスーパークオリティ スナップコニカル50mL	60	22,800	24,600
MS-6102B	シリンジ2B	100	22,000	23,600
MS-62800	試薬リザーバー	50	9,600	10,300
MS-62801	試薬リザーバーR(滅菌済)	30	7,800	8,400
MS-62803	試薬リザーバーR 3重包装(滅菌済)	30	15,300	16,500
MS-65020	アスピレーションピペット ロングタイプ	200	41,800	44,800
MS-65020S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット ロングタイプ	100	26,700	28,600
MS-65022	アスピレーションピペット	250	52,500	57,500
MS-65022S	スミロンスーパークオリティ アスピレーションピペット	250	67,000	72,500
MS-65201	ピュアーチップ200 ロングタイプ	960	33,600	38,400
MS-66020	ピペット2mL	200	30,000	32,200
MS-66020S	スミロンスーパークオリティ ピペット2mL	100	24,100	26,000
MS-66050	ピペット5mL	200	23,400	25,200
MS-66050S	スミロンスーパークオリティ ピペット5mL	100	26,700	28,600
MS-66052	ピペット5mL ショートタイプ	200	23,400	25,200
MS-66052S	スミロンスーパークオリティ ピペット5mL ショートタイプ	100	26,700	28,600
MS-66100	ピペット10mL	200	24,600	26,400
MS-66100S	スミロンスーパークオリティ ピペット10mL	100	30,400	32,600
MS-66102	ピペット10mL ショートタイプ	200	24,600	26,400
MS-66102S	スミロンスーパークオリティ ピペット10mL ショートタイプ	100	30,400	32,600
MS-66250	ピペット25mL	200	34,200	36,600

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-66250S	スミロンスーパークオリティ ピペット25mL	100	34,300	36,800
MS-66252	ピペット25mL ショートタイプ	200	34,200	36,600
MS-66252S	スミロンスーパークオリティ ピペット25mL ショートタイプ	100	34,300	36,800
MS-66500	ピペット50mL	100	41,100	44,000
MS-66500S	スミロンスーパークオリティ ピペット50mL	100	58,200	62,300
MS-75200	カラーコードチップ	1600	12,800	14,400
MS-75500	セラムチューブラック フタ	100	11,000	11,800
MS-7550G	セラムチューブラック M グリーン	10	7,600	8,200
MS-7550L	セラムチューブラック M グレー	10	7,600	8,200
MS-7550P	セラムチューブラック M ピンク	10	7,600	8,200
MS-75600	セラムチューブラック L グレー	10	13,800	14,800
MS-78000	セラムチューブブロックスタンド	5	23,100	25,000
MS-80060	接着細胞培養プレート6F	50	24,200	25,900
MS-80060S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート6F	40	38,600	41,600
MS-8006R	浮遊細胞培養プレート6F	50	24,200	25,900
MS-8006RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート6F	40	38,600	41,600
MS-80120	接着細胞培養プレート12F	50	26,000	28,000
MS-80120S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート12F	40	39,600	42,400
MS-8012R	浮遊細胞培養プレート12F	50	26,000	28,000
MS-8012RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート12F	40	39,600	42,400
MS-80240	接着細胞培養プレート24F	50	30,000	32,100
MS-80240C	スミロン コンパニオンプレート(セルカルチャーインサート用)	12	27,600	27,600
MS-80240S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート24F	40	40,600	43,600
MS-8024R	浮遊細胞培養プレート24F	50	30,000	32,100
MS-8024RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート24F	40	40,600	43,600
MS-80480	接着細胞培養プレート48F	50	31,900	34,000
MS-80480S	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート48F	40	41,600	44,800
MS-8048R	浮遊細胞培養プレート48F	50	31,900	34,000
MS-8048RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート48F	40	41,600	44,800
MS-8096F	接着細胞培養プレート96F	60	32,100	34,800
MS-8096FS	スミロンスーパークオリティ 接着細胞培養プレート96F	56	61,600	67,200
MS-8096K	接着細胞培養プレート96F 蛍光測定用黒色	50	39,900	42,700
MS-8096R	浮遊細胞培養プレート96F	60	32,100	34,800
MS-8096RS	スミロンスーパークオリティ 浮遊細胞培養プレート96F	56	61,600	67,200
MS-8096W	接着細胞培養プレート96F 発光測定用白色	50	39,900	42,700
MS-8196F5	接着細胞培養プレート96F (5枚包装)	50	26,600	28,500
MS-82962R	プロテオセーブSS ディープウェルプレート96V	15	66,900	71,700
MS-8296F	プロテオセーブSS プレート96F	50	45,900	49,000
MS-8296K	プロテオセーブSS プレート96F 黒色	50	59,200	63,000
MS-8296V	プロテオセーブSS プレート96V	20	28,000	30,000
MS-8408P	ELISA セパプレート8F S	50	49,300	52,800
MS-8496F	ELISA プレート96F S	100	27,900	29,900
MS-8496K	ELISA プレート96F S 黒色	100	50,600	54,200
MS-8496W	ELISA プレート96F S 白色	100	50,600	54,200

品番	品名	入数	現参考価格 (円/箱)	新参考価格 (円/箱)
MS-8508M	ELISA セバプレート8F H	50	51,900	55,000
MS-8596F	ELISA プレート96F H	50	22,200	23,800
MS-8596K	ELISA プレート96F H 黒色	50	38,000	40,700
MS-8608F	ELISA セバプレート8F A	50	95,200	101,900
MS-8696F	ELISA プレート96F A	50	42,400	45,400
MS-8708F	ELISA セバプレート8F C	50	53,900	57,700
MS-8796F	ELISA プレート96F C	50	38,700	41,500
MS-8896F	ELISA プレート96F H (検定書付)	50	22,200	23,800
MS-89961	プレート96F用フタR (滅菌済)	100	15,400	16,500
MS-90150	ステムフル遠沈管15mL	100	36,800	39,400
MS-90240	PrimeSurface プレート24F	10	15,200	16,300
MS-90350	PrimeSurface シャーレ35	50	11,400	12,200
MS-90600	PrimeSurface シャーレ60	120	61,200	66,000
MS-90900	PrimeSurface シャーレ90	50	47,500	51,000
MS-9096M	PrimeSurface プレート96M	20	50,600	54,000
MS-9096S	PrimeSurface スリットウェルプレート96S	20	113,900	122,000
MS-9096U	PrimeSurface プレート96U	20	38,100	40,800
MS-9096V	PrimeSurface プレート96V	20	63,400	68,000
MS-9096W	PrimeSurface プレート96U 白色	20	50,600	54,000
MS-92132	スミロンセルデスクLF1 接着細胞培養用	240	37,200	40,800
MS-92302	スミロンセルデスクLF2 接着細胞培養用	100	26,400	28,300
MS-93100	セルスクレーパーS	100	37,200	39,900
MS-93100S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーS	50	25,300	27,100
MS-93101	セルスクレーパーS セルスクレーパーS 先端固定タイプ	100	37,200	39,900
MS-93101S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーS 先端固定タイプ	50	25,300	27,100
MS-93170	セルスクレーパーM	100	40,000	42,800
MS-93170S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーM	50	31,900	34,000
MS-93300	セルスクレーパーL	100	53,200	57,000
MS-93300S	スミロンスーパークオリティ セルスクレーパーL	50	38,000	40,700
MS-9384U	PrimeSurface プレート384U	20	63,400	68,000
MS-9384W	PrimeSurface プレート384U 白色	20	79,000	86,000
MS-99150	セラムチューブボックスL H	20	19,400	20,800
MS-99160	セラムチューブボックスL L	20	17,900	19,200
MS-99170	セラムチューブボックスM	20	17,400	18,600
BS-92101	リパーゼキットS	1	35,000	42,000

※価格は全て税抜き価格です。